



medi GmbH & Co. KG
Medicusstraße 1
D-95448 Bayreuth / Germany
T +49 921 912-0
F +49 921 912-780
ortho@medi.de
www.medi.de/en

medi Australia Pty Ltd
 83 Fennell Street
 North Parramatta NSW 2151
 Australia
 T +61-2 9890 8696
 F +61-2 9890 8439
 sales@mediaustralia.com.au
 www.mediaustralia.com.au

medi Austria GmbH
 Adamgasse 16/7
 6020 Innsbruck
 Austria
 T +43 512 57 95 15
 F +43 512 57 95 15 45
 vertrieb@medi-austria.at
 www.medi-austria.at

medi Belgium NV
 Staatsbaan 77/0099
 3945 Ham
 Belgium
 T: +32-11 24 25 60
 F: +32-11 24 25 64
 info@medibelgium.be
 www.medibelgium.be

medi Canada Inc / médi Canada Inc
 597, Rue Duvernay, Verchères
 QC Canada J0L 2R0
 T: +1 450-583-3317 / +1 800 361 3153
 F: +1 888-583-6827
 service@medicanada.ca
 www.medicanada.ca

MAXIS a.s.,
 medi group company
 Slezská 2127/13
 120 00 Prague 2
 Czech Republic
 T: +420 571 633 510
 F: +420 571 616 271
 info@maxis-medica.com
 www.maxis-medica.com

medi Danmark ApS
 Vejlegardsvej 59
 2665 Vallensbaek Strand
 Denmark
 T +45-70 25 56 10
 F +45-70 25 56 20
 kundeservice@sw.dk
 www.meditandmark.dk

medi Bayreuth Espana SL
 C/Canigo 2-6 bajos
 Hospitalet de Llobregat
 08901 Barcelona
 Spain
 T +34-932 60 04 00
 F +34-932 60 23 14
 medi@mediespana.com
 www.mediespana.com

medi France
 Z.I. Charles de Gaulle
 25, rue Henri Farman
 93297 Tremblay en France Cedex
 France
 T +33-1 48 61 76 10
 F +33-1 49 63 33 05
 infos@medi-france.com
 www.medi-france.com

medi Hungary Kft.
 Bokor u. 21.
 1037 Budapest
 Hungary
 T +36 1 371-0090
 F +36 1 371-0091
 info@medi.hu
 www.medi.hu



protect.CAT Walker

Unterschenkel-Fußorthese zur Immobilisierung in vorgegebener Position · Lower-leg foot brace for immobilisation in a specified position

Gebrauchsanweisung. Instructions for use. Mode d'emploi. Instrucciones de uso. Instruções para aplicação. Istruzioni per l'uso. Gebruiksaanwijzing. Brugsvejledning. Bruksanvisning. Návod k použití. Uputa za uporabu. Инструкция по использованию. Kullanna kılavuzu. Instrukcja zakładowa. Οδηγία εφαρμογής. Használati útmutató. Návod na použitie. دليل الاستخدام. Uputstvo za upotrebu. 使用说明. הוראות שימוש. 取扱説明書.

Wichtige Hinweise

Das Medizinprodukt **MD** ist nur zum Gebrauch an einem Patienten bestimmt. Wird es für die Behandlung von mehr als einem Patienten verwendet, erlischt die Produkthaftung des Herstellers. Sollten übermäßige Schmerzen oder ein unangenehmes Gefühl während des Tragens auftreten, kontaktieren Sie bitte umgehend Ihren Arzt oder ihr versorgendes Fachgeschäft. Tragen Sie das Produkt nicht auf offenen Wunden und nur unter vorheriger medizinischer Anleitung.

Important notes

This medical device **MD** is made for single patient use only. If it is used for treating more than one patient, the manufacturer's product liability will become invalid. If undue pain or an unpleasant sensation develops while you are wearing the product, please consult your doctor or orthotist immediately. Do not wear the product over open wounds, and use it only as instructed by your doctor or orthotist.

Remarques importantes

Le dispositif médical **MD** est destiné à un usage individuel. S'il est utilisé pour le traitement de plusieurs patients, le fabricant décline toute responsabilité. Si des douleurs extrêmes ou une sensation de gêne devaient se manifester durant l'utilisation, veuillez consulter immédiatement votre médecin ou votre technicien-orthopédiste. Ne portez pas le produit sur des plaies ouvertes. Ne portez le produit qu'uniquement après avoir reçu les instructions du médecin.

Advertencia importante

El producto médico **MD** solo está destinado a su uso en un paciente. En el caso de que se utilice para el tratamiento de más de un paciente, desaparece la responsabilidad del fabricante sobre el producto. De producirse dolores excesivos o una sensación de incomodidad durante el uso del producto, sírvase solicitar ayuda de su médico o técnico ortopédico inmediato. No utilice el producto sobre heridas abiertas. Úselo sólo por prescripción médica.

Indicações importantes

O dispositivo médico **MD** destina-se a ser utilizado apenas num paciente. Se for utilizado para o tratamento de mais de um paciente, prescreve a responsabilidade do fabricante. Se surgirem dores excessivas ou uma sensação desagradável durante a utilização, por favor consulte imediatamente o seu médico ou técnico ortopédico. Não use o produto sobre feridas abertas e utilize-o apenas sob recomendação médica.

Avvertenze importanti

Dispositivo medico **MD** ad essere utilizzata da un singolo paziente. L'utilizzo per il trattamento di più di un paziente farà decadere la responsabilità da parte del produttore. Nel caso in cui, durante l'uso, sopravvengano dolori o sensazione di disagio, consultare immediatamente il medico o il negozio specializzato di fiducia che l'ha fornita. Non applicare il prodotto su ferite aperte e utilizzare sempre secondo le istruzioni del medico curante.

Belangrijke aanwijzingen

Het medische product **MD** is gemaakt voor gebruik door één patiënt. Indien ze voor de behandeling van meer dan één patiënt wordt gebruikt, aanvaardt de producent geen aansprakelijkheid. Mocht u tijdens het dragen veel pijn of een onaangenaam gevoel hebben, vraag onmiddellijk uw arts of orthopedisch instrumentenmaker om raad. Draag het product niet op open wonden en slechts na medische instructie vooraf.

Vigtige oplysninger

Det medicinske produkt **MD** er kun beregnet til brug på én patient. Bruges den i behandlingen af mere end en patient, bortfalder producentens produktansvar. Skulle der opstå store smerter eller en følelse af ubehag mens du har produktet på, skal du straks tage produktet af og konsultere din læge eller bandagist. Anbring ikke produktet oven på åbne sår og brug kun produktet efter forudgående lægelig vejledning.

Viktiga råd

Den medicinska produkten **MD** är avsedd för att användas för endast en patient. Om den används av flera patienter, gäller inte tillverkarens garanti. Om starka smärtor eller obehagskänslor uppträder vid bärande av produkten, kontakta omgående din läkare eller din återförsäljare. Bär inte produkten på öppna sår och bara efter föregående medicinsk anvisning.

Důležité informace

Medicinský produkt **MD** je určen pro použití u pouze jednoho pacienta. Budete-li ho používat při léčbě více než jednoho pacienta, zaniká záruka za produkt poskytovaná výrobcem. Pokud by se během nošení vyskytly nepřiměřené bolesti nebo nepříjemný pocit, sejměte, prosím okamžitě výrobek a vyhledejte svého lékaře nebo prodejnu, kde jste výrobek zakoupili. Výrobek nenoste na otevřených ranách a používejte jen podle předchozího lékařského návodu.

Važna upozorenja

Medicinski proizvod **MD** je namijenjen za upotrebu isključivo na jednom pacijentu. Ako se isti koristi za liječenje više od jednog pacijenta, jamstvo proizvođača prestaje vrijediti. Ako se za vrijeme nošenja proizvoda pojavi bol ili osjećaj nelagodje, odmah potražite savjet liječnika ili specijalizirane trgovine u kojoj ste kupili proizvod. Proizvod ne nosite na otvorenim ranama te ga koristite samo prema medicinskim uputama.

Важные замечания

Данное медицинское изделие **MD** предназначено для использования только одним пациентом. В случае использования изделия более чем одним пациентом гарантии производителя утрачивают силу. Если при пользовании изделием у Вас возникли боль или неприятные ощущения, пожалуйста, немедленно снимите его и проконсультируйтесь у Вашего врача. Не носите изделие при наличии открытых ран. Применяйте изделие только согласно рекомендации Вашего врача.



4

0478721656726



E010792/01.2021

medi. I feel better.

protect. CAT Walker

Zweckbestimmung

protect.CAT Walker ist eine Unterschenkel-Fußorthese zur Immobilisierung in vorgegebener Position.

Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Ruhigstellung der Unterschenkel-Fuß-Region in vorgegebener Position notwendig ist, wie z. B.:

- Nach Achillessehnenverletzungen (postoperativ / konservativ)
- Bei stabilen Fuß- und Gelenkfrakturen, Frakturachbehandlung (konservativ)
- Nach OSG-Luxation
- Nach Band-/ Weichteil- und Sehnenverletzungen (postoperativ / konservativ)

Kontraindikationen

Instabile Frakturen oder Frakturen des proximalen Schien- oder Wadenbeines

Risiken / Nebenwirkungen

Es kann bei fest anliegenden Hilfsmitteln zu örtlichen Druckerscheinungen oder Einengung von Blutgefäßen oder Nerven kommen. Deshalb sollten Sie bei folgenden Umständen vor der Anwendung mit Ihrem behandelnden Arzt Rücksprache halten:

- Erkrankungen oder Verletzungen der Haut im Anwendungsbereich, vor allem bei entzündlichen Anzeichen (übermäßige Erwärmung, Schwellung oder Rötung)
- Empfindungs- und Durchblutungsstörungen (z.B. bei Diabetes, Krampfadern)
- Lymphabflussstörungen – ebenso nicht eindeutige Schwellungen von

Weichteilen abseits des Anwendungsbereichs

Beim Tragen von eng anliegenden Hilfsmitteln kann es zu örtlichen Hautreizungen bzw. Irritationen kommen, die auf eine mechanische Reizung der Haut (vor allem in Verbindung mit Schweißbildung) oder auf die Materialzusammensetzung zurückzuführen sind.

Vorgesehene Patientengruppe

Angehörige der Gesundheitsberufe versorgen anhand der zur Verfügung stehenden Maße/Größen und der notwendigen Funktionen/Indikationen Erwachsene und Kinder unter Berücksichtigung der Informationen des Herstellers nach ihrer Verantwortung.

Hinweis

Der protect.CAT Walker ist nicht für Patienten mit einem Gewicht von mehr als 120 kg ausgelegt.

Anziehanleitung

- Öffnen Sie die Gurte, lösen Sie die vordere Schiene vom Innenschuh und entnehmen Sie anschließend den Innenschuh aus dem Walker.
- (Abb.1) Öffnen Sie das Bein- und Fußteil des Innenschuhes, indem Sie die Klettverschlüsse lösen. Bitten Sie nun den Patienten, mit seinem Fuß und Unterschenkel in den Innenschuh zu steigen. Achten Sie darauf, dass die Luftkammern leer sind!
- (Abb.2) Schließen Sie den Innenschuh und achten Sie darauf, dass dieser fest am Bein des Patienten anliegt. Richten Sie den Innenschuh bitte so aus, dass die integrierte Pumpe mittig sitzt und später in die vorgesehene Aussparung der Schiene passt.
- (Abb.3) Lassen Sie den Patienten nun seinen Fuß in die Halbschale des Walkers stellen. Unterschenkel und




1



2



3



4



5



6



7

medi Japan K.K.
5-1 Nihonbashi Kabutocho Chuoku
103-0026 Tokyo
Japan
T: +81 3 6778 2590
F: +81 3 5847 7901
info@medi-japan.jp
www.medi-japan.co.jp

medi Nederland BV
Heusing 5
4817 ZB Breda
The Netherlands
T +31-76 57 22 555
F +31-76 57 22 565
info@medi.nl
www.medi.nl

medi Polska Sp. z o.o.
ul.tabędzka 22
44-121 Gliwice
Poland
T: +48-32 230 60 21
F: +48-32 202 87 56
info@medi-polska.pl
www.medi-polska.pl

medi Bayreuth Unipessoal, Lda
Rua do Centro Cultural, no. 43
1700-106 Lisbon
Portugal
T +351-21 843 71 60
F +351-21 847 08 33
medi.portugal@medibayreuth.pt
www.medi.pt

medi RUS LLC
Business Center NEO GEO
Butlerova Street 17
117342 Moscow
Russia
T +7-495 374 04 56
F +7-495 374 04 56
info@medirus.ru
www.medirus.ru

medi Sweden AB
Box 6034
192 06 Sollentuna
Sweden
T +46 8 96 97 98
F +46 8 626 68 70
info@medi.se
www.medi.se

medi Trading (Shanghai) Co. Ltd.
Room 1703, T1, CES WEST BUND CENTER,
No. 277, Long Lan Road
Xuhui District
200232 Shanghai
People's Republic of China
T: +86-21 50582319
F: +86-21 50582319

Medi Turk Ortopedi Medikal Ic ve Dis Tic. AS
Mustafa Kemal Mah. 2156 Sokak No: 16 /4-5
06510 Çankaya Ankara
Turkey
T: +90 312 435 20 26
F: +90 312 434 17 67
info@medi-turk.com
www.medi-turk.com

medi UK Ltd.
Plough Lane
Hereford HR4 OEL
Great Britain
T +44-1432 37 35 00
F +44-1432 37 35 10
enquiries@mediuk.co.uk
www.mediuk.co.uk

medi Ukraine LLC
Evhena Sverstiuka str, 11.
Kiev 02002
Ukraine
T: +380 44 591 11 63
F: +380 44 392 73 73
info@medi.ua
http://medi.ua

medi USA L.P.
6481 Franz Warner Parkway
Whitsett, N.C. 27377-3000
USA
T +1-336 4 49 44 40
F +1-888 5 70 45 54
info@mediusa.com
www.mediusa.com

Fuß sollten so positioniert sein, dass sie genau in der Schale liegen

- (Abb. 4) Prüfen Sie den richtigen Sitz und die Position des Fußes im Walker. Achten Sie darauf, dass die Zehen des Patienten nicht am Zehenschutz anstoßen. Bei Bedarf kann die Position des Zehenschutzes verstellt oder dieser komplett entfernt werden.
- (Abb. 5) Legen Sie nun die lose Schiene von vorne auf das Schienbein und den Fuß des Patienten. Stellen Sie sicher, dass die Pumpe und das Ventil in die dafür vorgesehenen Aussparungen passen.
- (Abb. 6) Um das System zu stabilisieren, schließen Sie bitte die Gurte. Beginnen Sie mit dem Vorfußgurt und schließen Sie dann nacheinander alle anderen Gurte. Die Gurte sollten fest anliegen. Überschüssiges Material kann abgeschnitten werden.
- Lassen Sie den Patienten in der Orthese umhergehen, um sicherzustellen, dass der Walker korrekt sitzt.
- (Abb. 7) Um den Sitz des Walkers zu festigen, können die Luftkissen durch das Pumpensystem gefüllt werden. Über das Ventil kann gesteuert werden ob die Luft zugeführt oder abgelassen werden soll. Die Polsterstücke können zur zusätzlichen Auspolsterung verwendet werden.

Pflegehinweise

Klettverschlüsse bitte vor dem Waschen schließen. Seifenrückstände, Cremes oder Salben können Hautirritationen und Materialverschleiß hervorrufen.

- Waschen Sie das Produkt, vorzugsweise mit medi clean Waschmittel, von Hand.
- Nicht bleichen.
- Lufttrocknen.
- Nicht bügeln.
- Nicht chemisch reinigen.



Lagerungshinweise

Die Orthese bitte trocken lagern und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.



Materialzusammensetzung

PP, PU, EVA, Polyester


Haftung

Die Haftung des Herstellers erlischt bei nicht zweckmäßiger Verwendung. Beachten Sie dazu auch die entsprechenden Sicherheitshinweise und Anweisungen in dieser Gebrauchsanweisung.

Entsorgung

Sie können das Produkt über den Hausmüll entsorgen.



Im Falle von Reklamationen im Zusammenhang mit dem Produkt, wie beispielsweise Beschädigungen des Gestricks oder Mängel in der Passform, wenden Sie sich bitte direkt an Ihren medizinischen Fachhändler. Nur schwerwiegende Vorkommnisse, die zu einer wesentlichen Verschlechterung des Gesundheitszustandes oder zum Tod führen können, sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaates zu melden. Schwerwiegende Vorkommnisse sind im Artikel 2 Nr. 65 der Verordnung (EU) 2017/745 (MDR) definiert. Die Rückverfolgbarkeit des Produktes ist mit dem UDI Code  gewährleistet.

protect. CAT Walker

Intended purpose

The protect.CAT Walker is a lower-leg foot brace for immobilising this region in a specific position.

Indications

For all indications which require immobilisation of the lower leg and foot in a specified position, such as:

- Following injuries of the achilles tendon (postoperative / nonsurgical)
- For stable foot and joint fractures, fracture postoperative care (nonsurgical)
- Following luxation of the upper ankle joint
- Following ligament-, soft tissue-, or tendon injuries (postoperative / nonsurgical)

Contraindications

Unstable fractures or fractures of the proximal tibia or fibia

Risks / Side Effects

If the aids are too tight, this can cause local pressure sores or constriction of blood vessels or nerves. Therefore you should consult the doctor treating you before you use it if the following circumstances apply to you:

- Condition or injury of the skin in the area of application, particularly with infectious indications (excessive heat, swelling or reddening)
- Paraesthesia and circulatory disorders (e.g. as seen in diabetes, varicose veins)
- Lymph drainage disorders – equally, swelling of soft tissue adjacent to the area of application which is not related to a condition

When wearing snug-fitting aids, this can

result in localised skin inflammation or irritation that is due to mechanical irritation of the skin (particularly in conjunction with sweating) or due to the composition of the material.

Intended patient groups

Healthcare professionals should provide care to the adults and children, applying the available information on the measurements/sizes and necessary functions/indications and in line with the information provided by the manufacturer, and acting under their own responsibility.

Advice

The protect.CAT Walker is not designed for patients who weigh more than 120 kg.

Fitting instructions

- Open the belts, loosen the front shin from the inner shoe and finally take the inner shoe out of the Walker.
- (Fig.1) Open the leg and foot part of the inner shoe by loosening the hook and loop fasteners. Ask the patient to place his foot and lower leg into the inner shoe. Make sure that the air chambers are empty!
- (Fig.2) Close the inner shoe and make sure that it is firmly fixed to the patient's leg. Align the inner shoe in such a way that the integrated pump is sitting in the middle and so that later it fits into the space provided in the shin.
- (Fig.3) Now ask the patient to place their foot in the half shell of the Walker. The lower leg and foot should be positioned so that they fit exactly into the shell
- (Fig. 4) Check to see that the foot is properly set and positioned in the Walker.
Make sure that the patient's toes are not pushing against the toe protector.

If necessary, the toe protector's position can be adjusted or it can be removed completely.

- (Fig. 5) Now place the loose front shin onto the patient's shinbone and foot. Make sure that the pump and ventilator fit into the spaces provided.
- (Fig. 6) Close the belts to stabilise the system. Start by closing the belt at the front and then close all the other belts one after another. The belts should fit tightly.
Extra material can be cut away.
- Ask the patient to walk around in the orthosis to make sure that the Walker is sitting properly.
- (Fig. 7) To tighten the Walker's fit, the air cushions can be filled using the pump system. Adding or letting out air can be operated using the valve. The padded pieces can be used as additional padding.

Care instructions

Hook and loop fasteners should be closed for washing. Soap residues, lotions and ointments can cause skin irritation and material wear.

- Wash the product by hand, preferably using medic clean washing agent.
- Do not bleach.
- Leave to dry naturally.
- Do not iron.
- Do not dry clean.



Storage instructions

Keep the product in a dry place and do not expose to direct sunlight.



Material Composition

PP, PU, EVA, Polyester

Liability

The manufacturer's liability will become void if the product is not used as intended. Please also refer to the corresponding safety information and instructions in this manual.

Disposal

The product can be disposed of in the domestic waste.



In the event of any complaints regarding the product such as damage to the fabric or a fault in the fit, please report to your specialist medical retailer directly. Only serious incidents which could lead to a significant deterioration in health or to death are to be reported to the manufacturer or the relevant authorities in the EU member state. The criteria for serious incidents are defined in Section 2, No. 65 of the Regulation (EU) 2017/745 (MDR). The traceability of this product is assured via a UDI code [UDI](#).

protect. CAT Walker

Utilisation prévue

protect.CAT Walker est une orthèse pour la jambe et le pied destinée à immobiliser la jambe dans une position définie.

Indications

Toutes les indications pour lesquelles une immobilisation du bas de la jambe et du pied dans une position définie est nécessaire, par exemple :

- Après des blessures du tendon d'Achille (traitement postopératoire/conservateur)
- En cas de fractures stables du pied et de l'articulation, traitement ultérieur de fractures (conservateur)
- Après une luxation de la partie supérieure de la cheville
- Après des blessures des ligaments, tissus mous et tendons (traitement postopératoire/conservateur)

Contre-indications

Fractures instables ou fractures du tibia et péroné proximaux

Risques / Effets secondaires

Des accessoires trop serrés peuvent provoquer des phénomènes de compression locale ou des rétrécissements de vaisseaux sanguins ou de nerfs. Par conséquent, veuillez consulter votre médecin traitant avant l'utilisation si vous présentez les symptômes suivants :

- Affections ou lésions de la peau dans la zone d'application, en particulier signes d'infection (échauffement excessif, gonflement ou rougeur)
- Troubles de la sensibilité et troubles circulatoires (par ex. diabète, varices)
- Troubles du drainage lymphatique – de

même que gonflements d'origine incertaine des parties molles situées en dehors de la zone d'application
Porter des accessoires trop serrés peuvent provoquer des irritations/démangeaisons localisées dus à une irritation mécanique de la peau (en particulier liée à la transpiration) ou à la composition de l'accessoire.

Groupe de patients prévu

Les professionnels de la santé traitent les adultes et les enfants selon les dimensions/tailles disponibles et les fonctions/indications requises sur la base des informations du fabricant sous leur propre responsabilité.

Remarque

La protect.CAT Walker n'est pas conçue pour des patients dont le poids dépasse les 120 kg.

Mode d'emploi

- Ouvrez les sangles, détachez la glissière avant de la chaussure intérieure et retirez ensuite la chaussure intérieure de la Walker.
- (III.1) Ouvrez la partie pied-jambe de la chaussure intérieure en enlevant les bandes agrippantes. Priez ensuite le patient de poser son pied et sa jambe dans la chaussure intérieure. Veuillez à ce que les chambres à air soient vides !
- (III.2) Fermez la chaussure intérieure et veillez à ce qu'elle soit bien fixée à la jambe du patient. Merci de disposer la chaussure intérieure de manière à ce que la pompe intégrée se trouve au milieu et s'imbrique parfaitement plus tard dans l'évidement prévu dans la glissière.
- (III.3) Laissez ensuite le patient poser son pied dans la demi-coque de la Walker. La jambe et le pied doivent être positionnés de manière à ce qu'ils soient parfaitement logés dans la coque.

- (III. 4) Vérifiez si le pied est correctement maintenu et positionné dans la Walker.

Faites attention à ce que les orteils du patient ne buttent pas sur la protection des orteils. Si nécessaire, la position de la protection des orteils peut être corrigée ou celle-ci peut être entièrement retirée.

- (III. 5) Puis posez la glissière détachée de devant sur le tibia et le pied du patient. Assurez-vous que la pompe et la valve sont positionnées correctement pour être introduites aux évidements prévus.
- (III. 6) Veuillez fermer les sangles pour stabiliser le système. Commencez avec la sangle de l'avant-pied et fermez ensuite toutes les sangles les unes après les autres. Les sangles doivent être réglées fixement. Le trop de matériau peut être coupé.
- Faites marcher le patient avec son orthèse pour être certain que la Walker est parfaitement posée.
- (III. 7) Les coussins peuvent être remplis d'air par le système de pompage afin de stabiliser la position de la Walker.

Via la valve, il est possible de commander si de l'air doit être acheminé ou évacué. Les patins peuvent être utilisés pour un garnissage supplémentaire.

Conseils d'entretien

Fermer les bandes agrippantes avant le lavage. Les restes de savon, de crème ou de pommades peuvent causer des irritations cutanées et une usure prématurée du matériau.

- Laver le produit à la main, de préférence en utilisant le détergent medi clean.
- Ne pas blanchir.
- Séchage à l'air.
- Ne pas repasser.

- Ne pas nettoyer à sec.



Conseils de conservation

Conservez le produit dans un endroit sec et évitez une exposition directe au soleil.



Composition des matériaux

PP, PU, EVA, polyester


Responsabilité

Toute utilisation non conforme annule la responsabilité du fabricant. Veuillez à cet effet consulter également les consignes de sécurité et les instructions figurant dans ce mode d'emploi.

Recyclage

Vous pouvez jeter ce produit dans les ordures ménagères.



En cas de réclamation en rapport avec le produit, telle que par exemple un tricot endommagé ou des défauts d'ajustement, veuillez contacter directement votre revendeur médical. Seuls les incidents graves pouvant mener à une détérioration considérable de l'état de santé ou à la mort doivent être signalés au fabricant ou aux autorités compétentes de l'État membre. Les incidents graves sont définis à l'article 2 no 65 du Règlement (UE) 2017/745 (MDR). Le code UDI  permet le suivi du produit.

protect. CAT Walker

Finalidad

protect.CAT Walker es una órtesis de la parte inferior de la pantorrilla para inmovilizar una determinada postura.

Indicaciones

Todas las indicaciones en las que se requiera la inmovilización de la parte inferior de la pantorrilla, p. ej.:

- Tras lesiones en el tendón de Aquiles (conservador/posoperatorio)
- Fracturas estables en las articulaciones y el pie, tratamiento posterior a las fracturas (conservador)
- Tras luxación de la articulación del tobillo
- Ruptura del tendón de Aquiles, lesiones en tejidos blandos y tendones (posoperatorio/conservador)

Contraindicaciones

Fracturas inestables o fracturas de tibia o peroné proximales

Riesgos / Efectos secundarios

Los elementos de colocación fija en casos aislados pueden provocar puntos de presión locales o constricción de vasos sanguíneos o nervios. Por esta razón, si se dan las siguientes circunstancias, deberá consultar al médico encargado de su tratamiento antes de utilizar el producto:

- Afecciones/lesiones cutáneas en la zona de aplicación, especialmente señales de inflamación (acumulación de calor, hinchazón o enrojecimiento excesivos)
- Trastornos circulatorios y sensoriales (por ejemplo en caso de diabetes, venas varicosas)
- Trastornos del drenaje linfático:

incluso hinchazones no observables de los tejidos blandos fuera del ámbito de aplicación

En caso de utilizar elementos ajustados, pueden producirse irritaciones en la piel debidas a la estimulación mecánica de la piel (sobre todo por la generación de sudor) o a la composición del material.

Grupo de pacientes previsto

Los profesionales sanitarios, bajo su propia responsabilidad, atenderán a los adultos y niños teniendo en cuenta las dimensiones/tamaños disponibles y las funciones/indicaciones necesarias y siguiendo la información proporcionada por el fabricante.

Advertencia

El protect.CAT Walker no está diseñado para pacientes que pesen más de 120 kg.

Instrucciones de colocación

- Abra las cintas, retire la férula delantera de la bota interior y, a continuación, extraiga la bota interior del Walker.
- (Fig. 1) Abra la parte de la pierna y del pie de la bota interior aflojando los cierres adhesivos. Ahora pida al paciente que coloque el pie y la pierna en la bota interior. ¡Compruebe que las cámaras de aire estén vacías!
- (Fig. 2) Cierre la bota interior y asegúrese de que quede bien ajustada en la pierna del paciente. Ajuste la bota interior de tal manera que la bomba integrada quede centrada y encaje posteriormente en la ranura prevista en la férula.
- (Fig. 3) Deje que el paciente coloque ahora su pie en la estructura de base del Walker. La pierna y el pie deben colocarse de forma que se encuentren bien apoyados en la estructura de base
- (Fig. 4) Compruebe el ajuste correcto y la posición del pie en el Walker.

Asegúrese de que los dedos del paciente no choquen con la protección para los dedos del pie. En caso necesario puede ajustarse la posición de la protección para los dedos del pie o esta puede eliminarse por completo.

- (Fig. 5) Ahora coloque la férula suelta en la parte delantera sobre la tibia y el pie del paciente. Asegúrese de que la bomba y la válvula encajan en las ranuras previstas al efecto.
- (Fig. 6) Para estabilizar el sistema cierre las cintas. Empiece por la cinta del antepié y cierre el resto de cintas una tras otra. Las cintas deben quedar bien ajustadas.
Puede cortarse el exceso de material.
- Deje que el paciente ande con la ortesis para asegurarse de que el Walker está correctamente colocado.
- (Fig. 7) Para reforzar la fijación del Walker pueden llenarse las almohadillas de aire mediante el sistema de bombeo.
A través de la válvula se puede controlar si el aire debe ser suministrado o evacuado. Las piezas acolchadas pueden utilizarse para un acolchado adicional.

Instrucciones de cuidado

Cierre los cierres de gancho y bucle antes de proceder al lavado. Los restos de jabón pueden causar irritaciones cutáneas y desgaste del material.

- Lave el producto a mano, preferiblemente con el detergente medi clean.
- No blanquear.
- Secar al aire.
- No planchar.
- No limpiar en seco.



Instrucciones de almacenamiento

Por favor, guardar el producto en lugar seco y protegido del sol.



Composición de materiales

PP, PU, EVA, poliéster

Garantía

La garantía del fabricante se anulará en caso de un empleo no previsto. Deberá tener en cuenta al respecto las indicaciones de seguridad y las instrucciones de este manual.

Eliminación

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.



En caso de reclamaciones relacionadas con el producto, tales como daños en el tejido de punto o defectos en el ajuste, póngase en contacto directamente con su distribuidor médico. Solo se notificarán al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro los incidentes graves que puedan provocar un deterioro significativo de la salud o la muerte. Los incidentes graves se definen en el artículo 2, n.º 65 del Reglamento (UE) 2017/745 (MDR). La trazabilidad del producto se garantiza con el código UDI UDI.

protect. CAT Walker

Finalidade

protect.CAT Walker é uma ortótese para a barriga da perna e pé, para a sua imobilização na posição predefinida.

Indicações

Todas as indicações nas quais é necessária a imobilização da região do pé e abaixo do joelho na posição predefinida, como, por exemplo:

- Após lesões do tendão de Aquiles (pós-operatório/não-cirúrgico)
- Para fraturas do pé e da articulação estáveis, acompanhamento do tratamento (não-cirúrgico)
- Após luxação da articulação superior do tornozelo
- Após lesões de ligamentos/tecidos moles e de tendões (pós-operatório/não cirúrgico)

Contra-indicações

Fracturas instáveis ou fracturas da tibia ou fíbula proximal

Riscos / Efeitos secundários

No caso de os meios auxiliares ficarem muito apertados, é possível que haja compressão ou a constrição local de vasos sanguíneos ou nervos. Por isto, deve consultar o médico assistente nas condições seguintes, antes da aplicação:

- Doenças ou lesões de pele na área de aplicação, particularmente sinais inflamatórios (aquecimento excessivo, inchaço ou vermelhidão)
- Distúrbios sensoriais e circulatorios (p. ex., em caso de diabetes, varizes)
- Distúrbios na drenagem linfática – bem como inchaços pouco visíveis de tecidos moles fora da área de aplicação

Ao utilizar meios auxiliares demasiado apertados, é possível que seja

desenvolvida irritação cutânea ou inflamação local da pele resultante do atrito mecânico na pele (especialmente em combinação com a transpiração) ou da composição do material.

Grupo de pacientes previsto

Em função das dimensões/tamanhos disponíveis e das funções/indicações necessárias, os profissionais de saúde fornecem, sob sua responsabilidade, a adultos e crianças sob a observação das informações do fabricante.

Aviso

O protect.CAT Walker não foi concebido para pacientes com peso superior a 120 kg.

Instruções de colocação

- Abra as tiras, solte a tala frontal da bota interior e, de seguida, retire a bota interior do Walker.
- (Fig.1) Abra a parte da perna e pé na bota interior, soltando para isso o fecho de gancho e argola. Solicite agora ao paciente que coloque o seu pé e a parte inferior da perna dentro da bota interior. Certifique-se de que as câmaras de ar se encontram vazias!
- (Fig.2) Feche a bota interior e certifique-se de que esta fica bem fechada na perna do paciente. Ajuste a bota interior de forma que a bomba integrada se situe no centro e, posteriormente, encaixe no entalhe previsto na tala.
- (Fig.3) Deixe o paciente colocar agora o seu pé dentro da concha do Walker. A parte inferior da perna e o pé devem ficar posicionados de forma a assentarem bem na concha
- (Fig. 4) Verifique o apoio e a posição correctos do pé no Walker. Certifique-se de que os dedos do paciente não batem na protecção dos dedos. Se necessário, a posição da

protecção dos dedos pode ser ajustada ou até mesmo removida.

- (Fig. 5) Coloque agora a tala solta sobre a canela e o pé do paciente, a partir da frente. Certifique-se de que a bomba e a válvula encaixam nos entalhes previstos.
- (Fig. 6) Para estabilizar o sistema feche as tiras. Comece pela tira na parte da frente do pé e, de seguida, feche sucessivamente todas as outras tiras. As tiras devem ficar bem presas. O material em excesso pode ser cortado.
- Solicite ao paciente que experimente andar com a ortótese para garantir que o Walker assenta bem.
- (Fig. 7) Para fixar o Walker é possível encher as almofadas de ar através do sistema de bomba. Através da válvula é possível controlar se o ar deve ser alimentado ou purgado. Os elementos almofadados podem ser utilizados para um acolchoamento adicional.

Instruções de lavagem

Os fechos de gancho e argola têm de estar fechados para a lavagem. Restos de sabão podem causar irritações cutâneas e desgaste precoce do material.

- Preferencialmente lave o produto à mão com detergente medi clean.
- Não usar branqueadores
- Deixar secar ao ar.
- Não passar a ferro
- Não limpar a seco.



Conservação

ConsERVE em ambiente seco e proteja da exposição solar direta.



Composição

PP, PU, EVA, Poliéster


Responsabilidade Civil

A responsabilidade civil do fabricante extingue-se em caso de uso indevido. Neste contexto, observe também as respetivas instruções de segurança e indicações existentes neste manual de instruções.

Destruição

Para destruir coloque no lixo doméstico.



Em caso de reclamações relativas ao produto, como, por exemplo, danos na malha ou imperfeições no ajuste, contacte diretamente o seu fornecedor especializado em produtos médicos. Apenas os incidentes graves que podem provocar uma deterioração significativa do estado de saúde ou a morte devem ser comunicados ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-Membro. Os incidentes graves estão definidos no artigo 2 n.º 65 do Regulamento (UE) 2017/745 (MDR). A rastreabilidade do produto é garantida com o código UDI .

protect. CAT Walker

Scopo

protect.CAT Walker è un dispositivo ortopedico a stivaletto per l'immobilizzazione della gamba e del piede in una posizione predefinita.

Indicazioni

Tutte le indicazioni in cui è necessaria un'immobilizzazione della regione tibio-tarsica in una posizione predefinita, come p. e.:

- In seguito a lesioni del tendine di Achille (trattamento postoperatorio/conservativo)
- In caso di fratture stabili del piede e delle articolazioni, post-trattamento di fratture (conservativo)
- In seguito a lussazioni dell'articolazione superiore della caviglia
- In seguito a lesioni dei legamenti, dei tessuti molli e dei tendini (trattamento postoperatorio/conservativo)

Controindicazioni

Fratture instabili o fratture del perone o tibia prossimale

Rischi / Effetti collaterali

Gli indumenti compressivi aderenti possono causare la comparsa sulla cute di segni dovuti alla pressione o provocare una compressione dei vasi sanguigni o dei nervi. Per questo motivo, nelle circostanze riportate di seguito, prima dell'utilizzo è necessario consultare il proprio medico curante:

- Malattie o lesioni della pelle nella zona di applicazione, soprattutto se vi sono segni di infiammazione (riscaldamento eccessivo, gonfiore o arrossamento)
- Disturbi della sensibilità o circolatori

(ad es. in caso di diabete, vene varicose)

- Disturbi della circolazione linfatica - possono verificarsi gonfiori ambigui dei tessuti molli anche al di fuori della zona di applicazione

Gli indumenti compressivi aderenti possono causare infiammazioni cutanee locali dovute all'irritazione meccanica della pelle (soprattutto in correlazione con l'aumento della sudorazione) o alla composizione dei materiali.

Gruppo di pazienti previsto

In base alle misure / taglie disponibili e alle funzioni / indicazioni necessarie, i professionisti del settore sanitario assistono sotto la propria responsabilità adulti e bambini tenendo conto delle informazioni del produttore.

Indicazione

Il protect.CAT Walker non è adatto a pazienti con un peso di più di 120 kg.

Istruzioni per l'applicazione

- Aprire le cinghie, allentare la guida anteriore dalla scarpa interna e rimuovere poi la scarpa interna dal Walker.
- (Fig.1) Aprire la parte gambe e piede della scarpa interna staccando la chiusura a strappo asola-uncino. Chiedere al paziente di salire con il piede e la gamba nella scarpa interna. Far attenzione che le camere d'aria sono vuote!
- (Fig. 2) Chiudere la scarta interna e far attenzione che sia ben salda alla gamba del paziente. Posizionare la scarpa interna in modo che la pompa integrata sia al centro e successivamente sia adeguatamente posizionata nello spazio previsto della guida.
- (Fig.3) Ora far poggiare al paziente il piede nel semiguscio del Walker.

Gamba e piede devono essere posizionati in modo che siano correttamente nella guscio.

- (Fig. 4) Controllare il posizionamento e la posizione dei piedi nel Walker. Far attenzione che le dita del paziente non siano tocchino la protezione dita. All'occorrenza la posizione della protezione dita può essere regolata e completamente rimossa.
- (Fig. 5) Ora mettere la guida aperta davanti sulla tibia e sul piede del paziente. Verificare che la pompa e la valvola siano negli spazi previsti.
- (Fig. 6) Per stabilizzare il sistema chiudere le cinghie. Iniziare con la cinghia dell'avampiede e chiudere poi una dopo l'altra tutte le cinghie. Le cinghie devono essere ben strette. Il materiale in eccesso deve essere tagliato.
- Lasciar fare un giro al paziente nell'ortesi per verificare che il Walker sia indossato correttamente.
- (Fig. 7) Per fissare la posizione del Walker, i cuscinetti ad aria possono essere gonfiati con il sistema di pompe. Tramite la valvola è possibile far uscire o entrare l'aria. Le parti imbottite possono essere utilizzate come ulteriore imbottitura.

Indicazioni per la manutenzione

Prima del lavaggio, le chiusure a strappo asola-uncino devono essere chiuse. Residui di sapone, creme o pomate possono provocare irritazioni cutanee e deteriorare il materiale.

- Lavare il prodotto preferibilmente a mano con detersivo medi clean.
- Non usare candeggina.
- Asciugare all'aria.
- Non stirare.
- Non lavare a secco.



Avvertenze per la conservazione

Conservare il prodotto in luogo asciutto e protetto dalla luce solare diretta.



Composizione

PP, PU, EVA, poliestere


Responsabilità

La responsabilità del produttore decade in caso di utilizzo inappropriato. A questo proposito rispettare le indicazioni di sicurezza e le istruzioni contenute in questo manuale per l'uso.

Smaltimento

Il prodotto può essere smaltito con i rifiuti domestici.



In caso di reclami relativi al prodotto, come ad esempio danni al tessuto o carenze nella conformazione, vi invitiamo a rivolgervi direttamente al punto vendita specializzato. Solo gli incidenti gravi, che comportano un grave deterioramento delle condizioni di salute o il decesso del paziente, sono da notificare al fabbricante e alle autorità competenti dello Stato membro. Gli incidenti gravi sono definiti nell'articolo 2 n. 65 del Regolamento (UE) 2017/745 (MDR). La tracciabilità del prodotto è garantita dal codice UDI .

protect. CAT Walker

Beoogd doel

protect.CAT Walker is een orthese voor onderbeen-voet voor de immobilisatie in een bepaalde positie.

Indicaties

Alle indicaties waarbij het onderbeen-voet-gebied in een bepaalde positie geïmmobiliseerd moet worden, bijv.:

- Na letsels van de achillespees (postoperatief/conservatief)
- Bij stabiele voet- en gewrichtsfracturen, nabehandeling van fracturen (conservatief)
- Na luxatie van het bovenste spronggewricht
- Na letsels aan banden/weke delen en pezen (postoperatief/conservatief)

Contra-indicaties

Onstabiele fracturen of fracturen van het proximale scheen- of kuitbeen

Risico's / Bijwerkingen

Bij strak aangebrachte hulpmiddelen kunnen er plaatselijk drukverschijnselen of bekneling van bloedvaten of zenuwen optreden. Daarom dient u bij de volgende omstandigheden voor de toepassing overleg te plegen met uw behandelend arts:

- Aandoeningen of letsels van de huid in het toepassingsgebied, vooral bij tekenen van ontsteking (te warm, zwelling of roodheid)
- Waarnemings- en doorbloedingsstoornissen (bijv. bij diabetes, spataders)
- Stoornissen van de lymfeafvoer – ook onduidelijke zwellingen van weke delen weg van het toepassingsgebied.

Bij het dragen van strak aangebrachte

hulpmiddelen kunnen plaatselijk huidirritaties voorkomen, die te wijten zijn aan een mechanische irritatie van de huid (vooral in combinatie met transpiratie) of aan de samenstelling van het materiaal.

Beoogde patiëntengroep

Hulpverleners gebruiken het product voor volwassenen en kinderen, rekening houdend met de beschikbare maten/groottes, de vereiste functies/indicaties en de informatie van de fabrikant op eigen verantwoording.

Let op

De protect.CAT Walker is niet ontworpen voor patiënten met een lichaamsgewicht van meer dan 120 kg.

Gebruiksaanwijzing

- Open de banden, maak het voorste scheenstuk los van de binnenschoen en neem vervolgens de binnenschoen uit de Walker.
- (Afb.1) Open het been- en voetgedeelte van de binnenschoen door de klittenband los te maken. Vraag nu de patiënt om zijn of haar voet en onderbeen in de binnenschoen te plaatsen. Let erop, dat de luchtkamers leeg zijn!
- (Afb.2) Sluit de binnenschoen en zorg dat deze goed aansluit op het been van de patiënt. Plaats de binnenschoen zodanig, dat de geïntegreerde pomp in het midden zit en later in de beoogde uitsparing van het scheenstuk past.
- (Afb.3) Laat de patiënt nu zijn of haar voet in de halve schaal van de Walker plaatsen. Onderbeen en voet moeten zo gepositioneerd zijn dat ze exact in de schaal liggen.
- (Afb. 4) Controleer of de voet correct in de Walker zit en goed geplaatst is. Let erop dat de tenen van de patiënt

niet tegen de teenbescherming stoten. Indien gewenst kan de positie van de teenbescherming worden versteld of compleet verwijderd.

- (Afb. 5) Plaats nu het losse scheenstuk van voren op het scheenbeen en de voet van de patiënt. Zorg dat pomp en ventiel in de hiervoor bedoelde uitsparingen passen.
- (Afb. 6) Om het systeem te stabiliseren, sluit u de banden. Begin met de voorvoetband en sluit vervolgens na elkaar alle overige banden. De banden moeten goed aangetrokken worden. Overtollig materiaal kan worden afgeknipt.
- Laat de patiënt in de orthese rondlopen om er zeker van te zijn dat de Walker correct zit.
- (Afb. 7) Om de Walker steviger te laten zitten, kunt u de luchtkussens vullen met het pompsysteem. Via het ventiel kunt u sturen of u lucht wilt toevoegen of wilt laten weglopen. De kussenstukken kunnen worden gebruikt voor extra stevigheid.

Wasinstructies

Klittebandsluitingen moeten voor het wassen worden gesloten. Zeepresten kunnen leiden tot huidirritatie en slijtage van het materiaal.

- Was het product met de hand, bij voorkeur met medi clean-wasmiddel.
- Niet bleken.
- Aan de lucht laten drogen.
- Niet strijken.
- Niet chemisch reinigen.



Bewaarinstructie

Gelieve het product droog te bewaren en te beschermen tegen direct zonlicht.



Materiaalsamenstelling

PP, PU, EVA, polyester

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de fabrikant vervalt bij ondeskundig gebruik. Houd daartoe ook rekening met de desbetreffende veiligheidsinstructies en aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing.

Afvalverwijdering

U kunt het product bij het huishoudelijke afval doen.



Bij reclamaties in verband met het product, zoals beschadiging van het weefsel of een verkeerde pasvorm, neemt u rechtstreeks contact op met uw medische vakhandel. Enkel ernstige incidenten, die tot een ernstige achteruitgang van de gezondheidstoestand of tot de dood kunnen leiden, moeten aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de lidstaat worden gemeld. Ernstige incidenten zijn gedefinieerd in artikel 2, nr. 65 van de Verordening (EU) 2017/745 (MDR). De traceerbaarheid van het product is gegarandeerd door de UDI-code UDI.

protect. CAT Walker

Formål

protect.CAT Walker er en underben-fodortese til immobilisering i en på forhånd givet position.

Indikationer

Alle indikationer, hvor en immobilisering af underben-fod-regionen i en på forhånd givet position er nødvendig, som f.eks.:

- Efter skader på akillesenen (postoperativ / konservativ)
- Ved stabile fod- og ledfrakturer, efterbehandling af fraktur (konservativ)
- Efter luksation på det øvre ankelled
- Efter skader på bånd, bløddele og sener (postoperativ / konservativ)

Kontraindikationer

Ustabile frakturer eller frakturer af det proximale skinne- eller lægben

Risici / Bivirkninger

Ved hjælpemidler, der sidder stramt, kan der forekomme lokale tryksymptomer eller en indsnævring af blodkar eller nerver. Under følgende omstændigheder skal du derfor før anvendelsen konsultere din behandlende læge:

- Sygdomme eller sår på huden i anvendelsesområdet, især ved tegn på betændelser (for stor varmedannelse, hævelse eller rødme)
- Føleforstyrrelser og forstyrrelser i blodcirkulationen (f.eks. ved diabetes, åreknuder)
- Forstyrrelser af lymfeafløb – ligeledes ikke entydige hævelser af bløddele et stykke fra anvendelsesområdet

Når der bæres stramtsiddende hjælpemidler, kan der forekomme lokale hudirritationer, der skyldes en mekanisk

irritation af huden (især i forbindelse med sveddannelse) eller materialesammensætningen.

Beregnet patientgruppe

Sundhedsprofessionelle forsyner ved hjælp af de disponible mål/størrelser og de nødvendige funktioner/indikationer på eget ansvar voksne og børn under hensyntagen til fabrikantens oplysninger.

Henvisning


protect.CAT Walker er ikke beregnet til patienter, der vejer mere end 120 kg.

Brugsanvisning

- Åbn bælteerne, løsn den forreste skinne fra inderskoen og tag derefter inderskoen ud af Walkeren.
- (Fig.1) Åbn inderskoens ben- og foddell ved at løsne lukningen. Bed nu patienten om stige ned i den indre sko med sin fod og underlår. Sørg for at luftkammerene er tørre!
- Fig.2) Luk den indre sko og sørg for at denne ligger fast mod patientens ben. Den indre sko skal rettes sådan til, at den integrerede pumpe sidder i midten og således passer i dertil indrettede udsparring i skinnen.
- (Abb.3) Lad nu patienten stille sin fod i Walkerens halvskål. Underlåret og foden skal være positioneret sådan, at de ligger nøjagtigt i skallen
- (Fig. 4) Kontroller, at foden sidder rigtigt og i den rette position i Walkeren. Sørg for, at patientens tær ikke støder imod tåbeskytteren. Ved behov kan tåbeskyttelsens position ændres, eller den kan fjernes helt.
- (Fig. 5) Læg så den løse skinne forfra på patientens fod og skinneben. Sørg for, at pumpen og ventilen passer i de udsparring, de er beregnet til.
- (Fig. 6) Luk bælteerne for at stabilisere

systemet. Begynd med forfodsbæltet og luk derefter alle de andre bæltter efter hinanden. Bæltern skal ligge fast imod.

- Overskydende material kan skæres af.
- Lad patienten gå omkring i ortosen for at sikre dig at Walkeren sidder korrekt.
- (Fig. 7) For at fæstne walkeren, kan luftpuderne fyldes vha. pumpesystemet. Ventilen kan bruges til at styre om der skal tilføres luft eller den skal lukkes ud. Polsterstykkerne kan bruges til yderligere polstring.

I tilfælde af reklamationer i forbindelse med produktet, som f.eks. skader på strikwaren eller mangler i pasformen, henvend dig venligst direkte til din medicinske specialforhandler. Kun alvorlige hændelser, der fører til en væsentlig forværring af helbredstilstanden eller til døden, skal indberettes til fabrikanten og til medlemsstatens kompetente myndighed. Alvorlige hændelser er defineret i forordningens artikel 2, nr. 65 (EU) 2017/745 (MDR). Produktets sporbarhed er sikret med UDI-koden .

Vaskeanvisning

Luk venligst burrelukningerne før vask. Sæberester kan fremkalde hudirritationer og materialeslid.

- Produktet skal håndvaskes, fortrinsvist med medi clean-vaskemiddel.
- Må ikke bleges
- Lufttørres
- Må ikke stryges.
- Må ikke rengøres kemisk.



Opbevaringsinstruktioner

Opbevares tørt og beskyttes mod direkte sollys.



Materialesammensætning

PP, PU, EVA, Polyester

Ansvar

Fabrikantens ansvar bortfalder i tilfælde af ukorrekt anvendelse. Tag også hensyn til de pågældende sikkerhedshenvisninger og instruktionerne i denne brugsvejledning.

Bortskaffelse

Produktet kan bortskaffes sammen med det almindelige husholdningsaffald.



protect. CAT Walker

Ändamål

protect.CAT Walker är en underbens-fotortos för fixering i fastställd position.

Indikationer

Samtliga indikationer där en fixering av underbens-fot-området i en fastställd position är nödvändig, som t.ex.

- Efter hälsensskador (postoperativa/konservativa)
- Vid stabila fot- och ledfrakturer, efterbehandling för frakturer (konservativa)
- Efter luxation av övre fotleden
- Efter ledbands-/mjukdels- eller senskador (postoperativa/konservativa)

Kontraindikationer

Instabila frakturer eller frakturer på det proximala sken- eller vadbenet

Risker / Biverkningar

Vid hårt åtsittande hjälpmedel kan följden bli trycksår eller åtklämda blodkärl och nerver. Därför ska du i följande fall rådfråga din behandlande läkare innan du använder produkten:

- Sjukdomar eller skador som påverkar huden i användningsområdet, framför allt vid inflammatoriska tecken (överdriven värme, svullnad eller rodnad).
- Sensoriska störningar eller cirkulationsrubbingar (t.ex. vid diabetes eller kärlkramp)
- Störningar av lymflödet – även icke entydiga svullnader av mjukdelar som inte är i närheten av användningsområdet

Om de hjälpmedel som man använder sitter åt för hårt kan det uppstå lokala

hudirritationer eller irritationer som beror på mekanisk irritation av huden (i synnerhet vid svettning) eller materialets sammansättning.

Patientgrupper som kommer i fråga för utlämning

Sjukvårdspersonal lämnar ut produkterna under deras ansvar utifrån de tillgängliga måtten/storlekarna och de nödvändiga funktionerna/indikationerna till vuxna och barn med beaktande av tillverkarinformationen.

Hänvisning

protect.CAT Walker är inte konstruerad eller tänkt för patienter som väger över 120 kg.

Anvisningar för påtagning

- Öppna remmarna, lösgör den främre skenan från innerskon och ta sedan ut innerskon ur Walkern.
- (Fig.1) Öppna innerskons ben- och fotdel genom att lossa på kardborrebanden. Be nu patienten att sätta i sin fot och underben i innerskon. Var noga med att luftkammarna är tomma!
- (Fig.2) Stäng innerskon och var noga med att den ligger stabilt mot patientens ben. Rikta in innerskon så att den integrerade pumpen sitter centrerat och att den senare passar in i skenans planerade fördjupning.
- (Fig. 3) Låt nu patienten ställa sin fot i Walkerns halvskal. Underben och fot ska vara positionerade så att de ligger exakt i skalet
- (Fig. 4) Kontrollera fotens korrekta passform och position i Walkern. Var noga med att patientens tår inte stöter emot täskyddet. Vid behov kan täskyddets position flyttas eller så kan det avlägsnas helt.
- (Fig. 5) Lägg nu den lösa skenan på nytt på patientens skenben och fot.

Säkerställ att pumpen och ventilen passar in i de därför förutsedda fördjupningarna.

- (Fig. 6) Stäng remmarna för att stabilisera systemet. Börja med framfotsremmen och stäng sedan alla andra remmar efter varandra. Remmarna ska sitta åt ordentligt. Överskjutande material kan skäras av.
- Låt patienten gå omkring i ortosen för att säkerställa att Walkern sitter korrekt.
- (Fig.7) För att stärka Walkerns passform kan luftkuddarna fyllas via pumpsystemet. Via ventilen styrs det om luft ska tillföras eller tappas ur. Polstringsdelarna kan användas för extra vaddering.

Tvättråd

Förslut kardborrebanden och avlägsna gångjärnen före tvätt. Tvårester kan framkalla hudirritation och materialförlitning. Produkten kann användas i både söt- och saltvatten.

- Tvätta produkten för hand, företrädesvis med medi clean tvättmedel.
- Får ej blekas.
- Låt lufttorka.
- Får ej strykas.
- Får ej kemtvättas.



Förvaring

Förvara produkten torrt och utsätt den inte för direkt solljus.



Materialsammansättning

PP, PU, EVA, Polyester

Ansvar

Tillverkarens ansvar upphör vid en icke

avsedd användning. Observera även de respektive säkerhetsanvisningarna och anvisningarna i den här bruksanvisningen.

Avfallshantering

Produkten kan kastas med hushållsavfall.



Vid reklamationer i samband med produkten, till exempel vid skador i vävnaden eller fel i passformen, vänligen kontakta din återförsäljare av sjukvårdsprodukter. Endast allvarliga företeelser som kan innebära en väsentlig försämring av hälsotillståndet eller döden, bör anmälas till tillverkaren eller den ansvariga myndigheten av medlemsstaten. Allvarliga företeelser definieras i artikel 2 nummer 65 av direktivet (EU) 2017/745 (MDR). Det är möjligt att spåra produkten med hjälp av den unika identifikationskoden [UDI](#).

protect. CAT Walker

Informace o účelu použití

protect.CAT Walker je ortéza holeně a chodidla k imobilizaci v definované poloze.

Indikace

Všechny indikace, u nichž je nutná klidová poloha regionu holeně-chodidla v definované poloze, jako je např.:

- Po úrazech Achillovy šlachy (konzervativní / pooperační)
- Při stabilních frakturách chodidla a kloubu, následné léčbě fraktur (konzervativní)
- Po luxaci horního hlezenního kloubu
- Po úrazech vazů, měkkých tkání a šlach (pooperační / konzervativní)

Kontraindikace

Nestabilní fraktury nebo fraktury proximální kosti holenní nebo kosti lýtkové

Rizika / Vedlejší účinky

V případě pevně utažených pomůcek může dojít k místním otlakům nebo stenóze cév nebo nervů. Proto byste měli za následujících okolností používání konzultovat se svým ošetřujícím lékařem:

- Onemocnění nebo poranění pokožky v oblasti aplikace, především v případě známek zánětu (nadměrné teplo, otok nebo zarudnutí)
- Poruchy citlivosti a prokrvování (např. u diabetu, křečových žil)
- Poruchy odtoku lymfy – rovněž nejednoznačné otoky měkkých tkání po stranách míst aplikace

Při nošení přiléhavých pomůcek může docházet k místnímu podráždění kůže, příp. iritaci, které může být způsobeno

mechanickým drážděním pokožky (především společně s pocením) nebo složením materiálu.

Zamýšlená skupina pacientů

Příslušníci zdravotnických profesí ošetřující na základě měř/velikostí, které mají k dispozici a potřebných funkcí/indikací, dospělé a děti se zohledněním informací výrobce ve své odpovědnosti.

Upozornění

Ortéza protect.CAT Walker není vhodná pro pacienty s tělesnou hmotností nad 120 kg.

Návod k nasazení

- Otevřete popruhy, uvolněte přední dlahu z vnitřní boty a následně sejměte vnitřní botu z konstrukce.
- (obr. 1) Uvolněte pásky na suchý zip a otevřete horní i dolní část vnitřní boty. Poproste nyní pacienta, aby vložil své chodidlo a část nohy pod koleno do vnitřní boty. Dbejte na to, aby byly vzduchové komory prázdné!
- (obr. 2) Nyní vnitřní botu uzavřete a zajistěte, aby pevně přiléhala k pacientově noze. Vnitřní botu nasměrujte tak, aby se integrovaná pumpa nacházela uprostřed a později pasovala do vyhrazené mezery v dlaze.
- (obr. 3) Požádejte pacienta, aby svou nohu postavil do skořepiny ortézy. Podkolenní část nohy a chodidlo musejí zaujmout takovou pozici, aby přesně zapadly do skořepiny.
- (obr. 4) Nyní vyzkoušejte správnou polohu a usazení nohy v ortéze. Dbejte na to, aby prsty pacienta nenarážely do ochrany prstů. V případě potřeby lze polohu ochrany prstů změnit nebo ji zcela odstranit.
- (obr. 5) Volnou dlahu nyní přiložte zepředu na holeň a dolní část nohy pacienta. Ujistěte se, že pumpa a ventil pasují do vyhrazené mezery.

- (obr. 6) Pro stabilizaci systému zapněte popruhy. Začněte s popruhem na dolní části nohy a postupně zapněte všechny ostatní popruhy. Popruhy by měly pevně přiléhat. Přebytečný materiál lze odstříhnout.
- Požádejte pacienta, aby se v ortéze prošel. Tím se ujistíte, že konstrukce ortézy je nasazena správně.
- (obr. 7) Pozici konstrukce ortézy ustálíte nafouknutím vzduchových polštářů pomocí pumpy. Pomocí ventilu lze regulovat plnění nebo odpouštění vzduchu. Polštářové díly lze použít k dodatečnému vypořádání.

Pokyny k praní

Pásky na suchý zip před praním zapněte. Zbytky mýdla mohou způsobit podráždění kůže a vést k opotřebení materiálu.

- Výrobek perle v ruce a nejlépe za použití pracího prostředku medi clean.
- Nebělit
- Sušit na vzduchu.
- Nežehlit.
- Chemicky nečistit.



Pokyny pro skladování

Výrobek skladujte na suchém místě chráněném před přímými slunečními paprsky.



Materiálové složení

PP, PU, EVA, polyester

Ručení

Ručení výrobce zaniká při nesprávném používání. Dodržujte také příslušné bezpečnostní pokyny a instrukce v tomto návodu k používání.

Likvidace

Dosloužilý výrobek můžete odstranit s komunálním odpadem.



V případě reklamací v souvislosti s výrobkem, jako je například poškození úpletu nebo vady přiléhavosti, se prosím obraťte přímo na svého specializovaného prodejce zdravotnických prostředků. Pouze závažné nežádoucí příhody, které mohou vést ke značnému zhoršení zdravotního stavu nebo ke smrti, je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu. Závažné nežádoucí příhody jsou definovány ve článku 2 č. 65 nařízení (EU) 2017/745 (MDR). Zpětná vysledovatelnost výrobku je zaručena kódem UDI **UDI**.

protect. CAT Walker

Namjena

protect.CAT Walker ortoza je za potkoljenicu koja služi za imobilizaciju u određenom položaju.

Indikacije

Sve indikacije kod kojih je potrebna imobilizacija područje potkoljenice sa stopalom u unaprijed određenom položaju, kao npr.:

- Nakon ozljede Ahilove tetive (posoperativno/konzervativno)
- Kod stabilnih fraktura stopala i zglobova, daljnjeg liječenja fraktura (konzervativno)
- Nakon luksacije gornjeg nožnog zgloba
- Nakon ozljeda ligamenata, mekog tkiva i tetiva (postoperativno/konzervativno)

Kontraindikacije

Nestabilne frakture ili frakture proksimalne tibije ili fibule

Rizici / Nuspojave

Međutim u pojedinačnim slučajevima može doći do lokalnog osjećaja pritiska ili do sužavanja krvnih žila ili živaca. Stoga se u sljedećim okolnostima prije uporabe posavjetujte sa svojim liječnikom:

- Kožne bolesti ili ozljede na području primjene, posebno sa znakovima upale (pretjerano zagrijavanje, oticanje ili crvenilo)
 - Osjetni i krvožilni poremećaji (npr. dijabetes, varikozne vene)
 - Poremećaji odljeva limfne tekućine - također nezamjetne otekline mekih dijelova izvan područja primjene
- Kada nosite usko prijanjavuća pomagala, može doći do lokalne iritacije kože, što

se može pripisati mehaničkoj iritaciji kože (posebno u vezi sa znojenjem) ili sastavu materijala.

Predviđena skupina pacijenata

Zdravstveni radnici, sukladno svojoj odgovornosti, pružaju njegu odraslima i djeci na temelju raspoloživih dimenzija / veličina i potrebnih funkcija / indikacija, vodeći računa o podacima proizvođača.

Upute

protect.CAT Walker nije namijenjen pacijentima s težinom većom od 120 kg.

Upute za stavljanje

- Otvorite remenje, oslobodite prednju stranu od unutarnje cipele, a zatim izvadite unutarnju cipelu iz ortoze Walker.
- (Sl.1) Otvorite unutarnju cipelu otklanjanjem čička. Sada zamolite pacijenta da stavi stopalo i potkoljenicu u unutarnju cipelu. Provjerite jesu li zračne komore prazne!
- (Sl. 2) Zatvorite unutarnju cipelu i provjerite nalazi li se čvrsto uz nogu pacijenta. Poravnajte unutarnju cipelu tako da se integrirana crpka nalazi u središtu, a da se kasnije uklapa u žlijeb.
- (Sl.3) Neka pacijent sada stavi nogu u Walker. Potkoljenica i stopalo trebaju biti postavljeni tako da točno leže u ortozi Walker
- (Sl. 4) Provjerite ispravnost i položaj stopala u ortozi Walker. Pazite da prsti pacijenta ne dodiruju zaštitu za nožne prste. Po potrebi se položaj zaštite može prilagoditi ili sasvim ukinuti.
- (Sl. 5) Sada postavite slobodnu šinu s prednje strane na potkoljenicu i stopalo pacijenta. Provjerite uklapaju li se crpka i ventil u odgovarajuće utore.
- (Sl. 6) Da biste stabilizirali sustav, zakopčajte remenje. Počnite s prvim

donjim remenom, a zatim zakopčajte jedan za drugim redom prema gore. Remenje mora biti čvrsto zakopčano. Višak materijala može se odrezati.

- Neka pacijent prošetati s ortozom da biste se uvjerali da je Walker ispravno postavljen.
- (Sl. 7) Da bi učvrstili položaj ortoza Walker, zračni jastuci se mogu ispuniti pomoću sustava crpke. Preko ventila moguće je kontrolirati dodavanje i ispuštanje zraka. Jastučići se mogu koristiti za dodatnu oblogu.

Upute za održavanje

Čičak-trake zatvorite prije pranja. Ostaci sapuna, krema ili masti mogu izazvati iritacije kože i trošenje materijala.

- Proizvod perite ručno, po mogućnosti sredstvom za pranje medij clean.
- Ne izbjeljajte.
- Ostavite sušiti na zraku.
- Ne glačajte.
- Ne čistite kemijski.



Upute za skladištenje

Čuvati na suhom mjestu, zaštićeno od svjetlosti.



Sastav materijala

PP, PU, EVA, poliester

Jamstvo

Jamstvo proizvođača prestaje važiti u slučaju nenamjenske uporabe. Pri tome slijedite i odgovarajuće sigurnosne napomene i instrukcije u ovim uputama za uporabu.

Zbrinjavanje

Proizvod se može odložiti s kućanskim otpadom.



U slučaju reklamacija vezanih uz proizvod, poput oštećenja u materijalu ili ako vam ne pristaje, obratite se izravno svom dobavljaču medicinskih proizvoda. Samo ozbiljni slučajevi, koji bi mogli dovesti do značajnog narušavanja zdravlja ili smrti, moraju se prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu države članice. Teški slučajevi definirani su u članku 2. stavku 65. Uredbe (EU) 2017/745 (MDR). Uredbe (EU) 2017/745 (MDR). Sljedivost proizvoda osigurava se UDI šifrom UDI.

protect. CAT Walker

Назначение

protect.CAT Walker – это ортез голени/ стопы для обездвиживания в заданном положении.

Показания

Все показания, при которых необходима иммобилизация области голени-стопы в определенном положении, например:

- После повреждения ахиллова сухожилия (послеоперационное/ консервативное лечение)
- При стабильных переломах стопы суставов, последующем лечении переломов (консервативном)
- После вывиха голеностопного сустава
- После повреждения связок, мягких тканей и сухожилий (послеоперационное/ консервативное лечение)

Противопоказания

Нестабильные переломы или переломы проксимального отдела большеберцовой или малоберцовой костей

Риски / Побочные эффекты

При плотном прилегании вспомогательных средств может произойти местное сдавливание или сужение кровяных сосудов или нервов. Поэтому обязательно консультируйтесь со своим лечащим врачом при следующих обстоятельствах:

- Заболевания или повреждения кожи в области применения, прежде всего при воспалительных симптомах (сильный нагрев, опухание или

покраснение)

- Нарушение чувствительности и кровообращения (например при диабете, расширении вен)
- Нарушения лимфооттока – а также неоднозначные опухания мягких тканей за пределами области применения

Ношение тесно прилегающих вспомогательных средств может привести к появлению местных раздражений кожи, причиной которых может быть механическое раздражение кожи (прежде всего в сочетании с потоотделением) или состав материала.

Предусмотренная группа пациентов

Представители медицинских профессий под собственную ответственность на основании доступных мер/величин и необходимых функций/показаний оказывают медицинскую помощь взрослым и детям с учетом информации производителя.

Указание

Ортез protect.CAT Walker не рассчитан на пациентов, вес которых превышает 120 кг.

Инструкция по наложению

- Расстегните ремни, отсоедините переднюю шину от внутренней подкладки, а затем извлеките внутреннюю подкладку из ортеза Walker.
- (Рис.1) Раскройте отделение для ноги и стопы внутренней подкладки, расстегнув застежки-липучки. Попросите пациента поместить стопу и голень во внутреннюю подкладку. Проследите за тем, чтобы воздушные камеры оставались пустыми!
- (Рис. 2) Застегните внутреннюю

- подкладку и проследите за тем, чтобы она плотно прилегалась к голени пациента. Выровняйте внутреннюю подкладку таким образом, чтобы встроенный насос располагался посередине и позднее вошел в предусмотренное отверстие в шине.
- (Рис. 3) Попросите пациента поместить стопу в оболочку ортеза Walker. Голень и стопа должны располагаться точно в оболочке.
 - (Рис. 4) Проверьте правильность наложения и положение стопы в ортезе Walker.
Проследите за тем, чтобы, пальцы ноги пациента не упирались в защитную накладку в носочной части. При необходимости положение защитной накладки в носочной части можно изменить или полностью удалить ее.
 - (Рис. 5) Теперь наложите свободную шину спереди на большеберцовую кость и стопу пациента.
Удостоверьтесь в том, что насос и клапан находятся в предусмотренных для них отверстиях.
 - (Рис. 6) Для стабилизации системы застегните ремни. Начините с ремня над плюсной, затем застегните по очереди все остальные ремни. Ремни должны плотно прилегать к ноге. Лишний материал можно обрезать.
 - Попросите пациента пройтись в ортезе, чтобы удостовериться в том, что Walker наложен правильно.
 - (Рис. 7) Для стабилизации ортеза Walker воздушные подушки можно наполнить воздухом при помощи насосной системы. Посредством клапана можно управлять подачей и выпуском воздуха. Можно использовать дополнительные мягкие подкладки.

Рекомендации по уходу

Перед стиркой застегните застёжки-липучки. Остатки мыла могут вызвать

раздражение кожи и способствовать износу материала.

- Стирайте изделие вручную предпочтительно с использованием моющего средства medi clean.
- Не отбеливать.
- Не сушить в сушильной машине.
- Не гладить.
- Не подвергать химической чистке.



Инструкция по хранению

Хранить в сухом месте, предохранять от воздействия прямого солнечного света.



Материалы

Полипропилен, полиуретан, сополимер этилена и винилацетата, полиэфир

Ответственность

При использовании изделия не по назначению производитель не несет никакой ответственности. Также соблюдайте указания по безопасности и предписания, приведенные в этой инструкции.

Утилизация

Утилизировать вместе с бытовыми отходами.



protect. CAT Walker

Kullanım amacı

protect.CAT Walker, belirtilen pozisyonda sabitlemek için kullanılan bir alt bacak-ayak ortezidir.

Endikasyonlar

Alt bacak-ayak bölgesinin belirtilen pozisyonda dinlendirilmesi gereken tüm endikasyonlar, örneğin:

- Aşil tendon ayak bileği yaralanmalarından sonra (postoperatif / konservatif)
- Stabil ayak ve eklem kırıklarında, kırıktan sonraki tedavide (konservatif)
- Üst ayak bileği lüksasyonundan sonra
- Bant/yumuşak doku ve kirış yaralanmalarından sonra (postoperatif / konservatif)

Kullanılmadığı durumlar

Stabil olmayan kırıklar veya proksimal kaval kemiği veya incik kemiği kırıklarında

Riskler / Yan etkiler

Ancak yardımcı aletler sıkı olduğunda, yerel basınç belirtileri veya damar ya da sinirlerin daralması görülebilir. Bu nedenle aşağıdaki durumlarda uygulama öncesinde tedavi eden doktorla görüşmeniz önerilir:

- Uygulama bölgesinde cilt hastalığı veya yaralanması var ise (ör. fazla ısınma, şişme veya kızarma gibi iltihaplanma göstergeleri olduğunda)
- Bacaklarda duyu kaybı ve dolaşım bozuklukları (örn. diyabet hastalarında, varislerde)
- Lenf drenajı rahatsızlıkları ve uygulama alanının dışında kalan yumuşak dokularda belirgin olmayan şişmeler

Ancak yardımcı aletler sıkı olduğunda, ciltte cildin mekanik olarak tahriş olması sonucunda veya malzemenin bileşeninden kaynaklanan, (özellikle ter oluşmasıyla bağlantılı olarak) yerel tahrişler veya iritasyonlar görülebilir.

Öngörülen hasta grubu

Sağlık mesleklerinde çalışanlar, üreticinin bilgilerini dikkate alarak yetişkin ve çocuklara, kullanıma sunulan ölçüler/boylar ve gerekli fonksiyonlar/endikasyonlar yardımıyla ve kendi sorumlulukları altında bakar.

Bilgi

protect.CAT Walker 120 kg'den ağır hastalar için uygun değildir.

Kullanım talimatı

- Kemerleri açın, iç pedin ön rayını gevşetin ve iç pedi Walker'dan çıkarın.
- (Şek.1) Cırt cırtları açarak iç pedin bacak ve ayak kısımların açın. Şimdi hastadan ayağını ve alt baldırını iç pede sokmasını isteyin. Bunu yaparken, hava odacıklarının boş olduğundan emin olun!
- (Şek.2) İç pedi kapatın ve bunun hastanın bacağına iyice oturmuş olduğundan emin olun. İç pedi giyerken entegre pompanın ortalanmış olduğundan ve daha sonra da ray üzerinde öngörülen deliğe girdiğinden emin olun.
- (Şek.3) Şimdi hastadan bir ayağını Walker'a sokmasını isteyin. Alt baldır ve ayak, Walker içinde tam oturacak bir pozisyonda bulunmalıdır
- (Şek. 4) Ayağın Walker içinde tam ve doğru oturup oturmadığını kontrol edin.
Hastanın ayak parmaklarının parmak korumasına dayanmamasına dikkat edin. Gerekirse parmak korumasının pozisyonu tekrar ayarlanabilir veya bu parça tamamen çıkarılabilir.

- (Şek. 5) Şimdi çıkardığınız rayı önden hastanın kaval kemiği ve ayağı üzerine yerleştirin. Pompanın ve hava tahliye valfinin uygun deliklere girmiş olduğundan emin olun.
- (Şek. 6) Sistemi sabitleştirmek için lütfen kemerleri kapatın. Bunu yaparken de önce ön ayak kemerinden başlayın ve sonra sırayla diğer kemerleri kapatın. Kemerler tam oturmalıdır. Fazla malzemeleri kesebilirsiniz.
- Desteğin tam oturduğundan emin olmak için hastanın bir süre destekle dolaşmasını isteyin.
- (Şek. 7) Walker'ı sabitlemek için hava yastıkları pompa sistemiyle doldurabilirsiniz. Valf yardımıyla da içeri hava girişi veya dışarı tahliyesi kontrol edilebilir. Ek pedler ek destek amacıyla kullanılabilir.

Bakım önerileri

- Cırt bantları lütfen yıkama öncesinde kapatın. Sabun artıkları cilt tahrişleri ve malzeme aşınmasına yol açabilir.
- Ürünü tercihen medi clean deterjanı ile elle yıkayın.
 - Beyazlatıcı kullanmayın
 - Havada kurumaya bırakın
 - Ütülemeyin.
 - Kimyasal temizliğe vermeyin.



Saklama

Lütfen ürünü kuru bir yerde saklayın ve direkt güneş ışıklarından koruyunuz.



Materyal

PP, PU, EVA, Polyester

Sorumluluk

Uygunsuz kullanım sonucu doğabilecek durumlardan imalatçı sorumlu tutulamaz. Bu nedenle, ilgili güvenlik

uyarılarını ve bu kullanım kılavuzundaki talimatları mutlaka göz önünde bulundurun.

Atığa ayırma

Ürünü ev çöpü üzerinden atığa ayırabilirsiniz.



protect. CAT Walker

Przeznaczenie

protect.CAT Walker to orteza na podudzie i stopę, służąca do unieruchomienia ich w określonej pozycji.

Wskazania

Wszystkie zalecenia, w których wymagane jest unieruchomienie obszaru podudzia-stopy w określonej pozycji, jak np.:

- Po urazach ścięgna Achillesa (pooperacyjnie / zachowawczo)
- Przy stabilnych złamaniach stóp i stawów (zachowawczo)
- Po zwichnięciu górnego stawu skokowego
- Po urazach więzadeł, tkanek miękkich i ścięgien (pooperacyjnie / zachowawczo)

Przeciwwskazania

Złamania niestabilne lub złamania końca bliższego kości piszczelowej lub strzałkowej

Zagrożenia / Skutki uboczne

W przypadku ciasno przylegających środków pomocniczych może dojść do miejscowych objawów ucisku lub ściśnięć naczyń krwionośnych lub nerwów. Dlatego przed użyciem ortezy należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym leczenie w razie następujących dolegliwości:

- Choroby lub uszkodzenia skóry w miejscu stosowania, przede wszystkim przy objawach zapalenia (nadmierne ocieplenie, obrzęk lub zaczerwienienie)
- Zaburzenia czucia i ukrwienia nóg (np. przy cukrzycy, żyłakach)

- Zaburzenia chłonki – jak również niejednoznaczne obrzęki miękkich części poza obszarem stosowania
- W przypadku noszenia ciasno przylegających środków pomocniczych może dojść do miejscowych podrażnień skóry, wynikających z mechanicznego uszkodzenia skóry (przede wszystkim w związku z potliwością) lub składau materiałowego.

Docelowa grupa pacjentów

Pracownicy służby zdrowia opatrują osoby dorosłe i dzieci na własną odpowiedzialność, kierując się dostępnością konkretnych rozmiarów/wielkości oraz niezbędnymi funkcjami/wskazaniami, uwzględniając przy tym informacje udzielone przez producenta.

Uwaga

protect.CAT Walker nie jest przeznaczony dla pacjentów o masie większej niż 120 kg.

Instrukcja zakładania

- Rozpiąć paski, odmocować przednią szynę od buta wewnętrznego, a następnie wyjąć but z Walkera.
- (rys.1) Otworzyć część nożną i stopową buta wewnętrznego, rozłączając zapięcia na rzep. Poprosić pacjenta, aby włożył stopę i goleń do buta wewnętrznego. Należy zwrócić uwagę na to, aby komory powietrza były puste!
- (rys.2) Zamknąć but wewnętrzny (B) zwracając uwagę, aby dobrze przylegał do nogi pacjenta. Wyrównać but wewnętrzny w taki sposób, aby zintegrowana pompa znajdowała się na środku i pasowała później do odpowiedniego wycięcia.
- (rys.3) Poprosić pacjenta, aby postawił stopę na półskorupie Walkera. Goleń i stopa muszą być ustawione w taki sposób, aby dokładnie leżały w

skorupie.

- (rys. 4) Sprawdzić poprawność ułożenia i pozycję stopy w Walkerze. Zwrócić uwagę na to, aby palce pacjenta nie stykały się z ochroną palców. W razie potrzeby zmienić ustawienie ochrony palców lub całkowicie ją usunąć.
- (rys. 5) Założyć szynę z przodu na piszczel i stopę pacjenta. Upewnić się, że pompa i zawór pasują do odpowiedniego wycięcia.
- (rys. 6) Zapiąć pasy w celu stabilizacji systemu. Rozpocząć od paska przedstopia i zapiąć następnie kolejno inne pasy. Pasy muszą dobrze przylegać. Nadmiar materiału można odciąć.
- Poprosić pacjenta, aby zrobił kilka kroków w ortezie, aby upewnić się, że Walker jest prawidłowo założony.
- (rys. 7) Aby ustabilizować Walkera, można napełnić poduszki powietrzne za pomocą pompki. Za pomocą zaworu można doprowadzać lub spuszczać powietrze. Wkładki mogą służyć jako dodatkowa wyściółka ortezy.

Wskazówki dotyczące pielęgnacji

- Przed praniem należy pamiętać o zapięciu mocowania na rzep. Resztki detergentu mogą powodować podrażnienia skóry oraz uszkadzać materiał.
- Do prania wyściółki i pokrycia najlepiej używać środka medi clean. Zalecane pranie ręczne.
 - Nie wybielać.
 - Suszyć na powietrzu.
 - Nie prasować.
 - Nie czyścić chemicznie.



Przechowywanie

Produktów należy przechowywać w suchym miejscu i chronić przed

bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.



Skład

PP, PU, EVA, poliester

Odpowiedzialność

Odpowiedzialność producenta wygasa w przypadku zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem. Należy również uwzględnić odnośne wskazówki bezpieczeństwa i informacje zawarte w niniejszej instrukcji eksploatacji.

Utylizacja

Produkt można zutylizować z odpadami z gospodarstwa domowego.



W przypadku reklamacji w związku z produktem, na przykład uszkodzenia dzianiny lub niewłaściwego dopasowania, należy skontaktować się bezpośrednio z odpowiednim sprzedawcą sprzętu medycznego. Producentowi i odpowiednim władzom kraju członkowskiego należy zgłaszać jedynie poważne incydenty, które mogą doprowadzić do znaczącego pogorszenia stanu zdrowia lub do śmierci. Poważne incydenty zdefiniowano w artykule 2 pkt. 65 rozporządzenia (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych. Identyfikowalność produktu jest gwarantowana za pośrednictwem kodu UDI [\[UDI\]](#).

protect. CAT Walker

Ενδειγμένη χρήση

Το protect.CAT Walker είναι ένα ορθωτικό μηχανήμα για την κνήμη με σκοπό την ακινητοποίηση σε καθορισμένη θέση.

Ενδείξεις

Όλες οι ενδείξεις, όπου απαιτείται ακινητοποίηση της περιοχής της γάμπας-του ποδιού σε καθορισμένη θέση, όπως π.χ.:

- Μετά από τραυματισμούς του αχίλλειου τένοντα (μετεχειρητικά / συντηρητικά)
- Σε σταθερά κατάγματα του ποδιού και των αρθρώσεων, αποθεραπεία καταγμάτων (συντηρητικά)
- Μετά από ρήξη του άνω ταρσού
- Μετά από τραυματισμούς των συνδέσμων/των μαλακών μοριών και των τενόντων (μετεχειρητικά/ συντηρητικά)

Αντενδείξεις

Ασταθή κατάγματα ή κατάγματα της γγγύς κνήμης ή της περόνης

Κίνδυνοι / Παρενέργειες

Εάν τα βοηθήματα είναι πολύ σφιχτά, μπορεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις να παρουσιαστεί αίσθημα πίεσης ή στένωση των αιμοφόρων αγγείων ή των νεύρων. Γι' αυτό, στις κάτωθι περιπτώσεις θα πρέπει να συμβουλευέστε τον θεράποντα ιατρό σας, πριν από τη χρήση:

- Παθήσεις ή τραυματισμοί του δέρματος στην περιοχή εφαρμογής, κυρίως με ενδείξεις φλεγμονής (υπερβολική θερμότητα, οίδημα ή ερυθρότητα)
- Αισθητικές και κυκλοφορικές διαταραχές (π.χ. σε περίπτωση διαβήτη, κιρσών)
- Διαταραχές λεμφικής αποχέτευσης – επίσης μη σαφή οιδήματα των μαλακών μοριών μακριά από την περιοχή εφαρμογής

Κατά τη χρήση βοηθημάτων με στενή εφαρμογή, ενδέχεται να προκληθούν τοπικοί δερματικοί ερεθισμοί, οι οποίοι σφείλονται σε έναν μηχανικό ερεθισμό του δέρματος (κυρίως σε συνδυασμό με εφίδρωση) ή στη σύνθεση του υλικού.

Προοριζόμενη ομάδα ασθενών

Επαγγελματίες του κλάδου υγείας φροντίζουν με ίδια ευθύνη, με τη βοήθεια των διαθέσιμων διαστάσεων/μεγεθών και των απαιτούμενων λειτουργιών/ενδείξεων, ενήλικες και παιδιά λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες του κατασκευαστή.

Συμβουλή

Ο νάρθηκας protect.CAT Walker δεν ενδείκνυται για ασθενείς με βάρος μεγαλύτερο των 120 kg.

Οδηγίες εφαρμογής

- Ανοίξτε τους ιμάντες, αφαιρέστε τον μπροστινό νάρθηκα από την εσωτερική επένδυση και, στη συνέχεια, αφαιρέστε την εσωτερική επένδυση από το νάρθηκα Walker.
- (Εικ.1) Ανοίξτε το τμήμα της κνήμης και του πέλματος της εσωτερικής επένδυσης χαλαρώνοντας τους συνδέσμους τύπου βέλκρο. Κατόπιν, ζητήστε από τον ασθενή να τοποθετήσει το πέλμα και την κνήμη του στην εσωτερική επένδυση. Φροντίστε οι αεροθάλαμοι να είναι κενοί!
- (Εικ.2) Κλείστε την εσωτερική επένδυση και φροντίστε, να την τοποθετήσετε σταθερά στην κνήμη του ασθενούς. Προσαρμόστε την εσωτερική επένδυση έτσι ώστε η ενσωματωμένη αντλία αέρα να βρίσκεται στο κέντρο και αργότερα να προσαρμόζεται στην προβλεπόμενη εγκοπή του νάρθηκα.
- (Εικ.3) Κατόπιν, πείτε στον ασθενή να τοποθετήσει το πέλμα του στο εσωτερικό του νάρθηκα Walker. Η κνήμη και το πέλμα πρέπει να τοποθετηθούν έτσι ώστε να εφαρμόζουν ακριβώς στο εσωτερικό

- (Εικ. 4) Ελέγξτε τη σωστή εφαρμογή και τη θέση του πέλματος στο νάρθηκα Walker. Προσέξτε ώστε τα δάχτυλα του ασθενούς να μην έρχονται σε επαφή με το προστατευτικό δαχτύλων. Εάν χρειάζεται, μπορείτε να ρυθμίσετε τη θέση του προστατευτικού δαχτύλων ή να το αφαιρέσετε τελείως.
- (Εικ. 5) Στη συνέχεια, τοποθετήστε τον ανοιχτό νάρθηκα στο μπροστινό τμήμα της κνήμης και του πέλματος του ασθενούς. Εξασφαλίστε ότι η αντλία αέρος και η βαλβίδα έχουν προσαρμοστεί στην προβλεπόμενη εγκόπη.
- (Εικ. 6) Κλείστε τους ιμάντες, για να σταθεροποιήσετε το σύστημα. Ξεκινήστε με τον ιμάντα στο μπροστινό μέρος του πέλματος και, στη συνέχεια, κλείστε όλους τους άλλους ιμάντες με τη σειρά. Οι ιμάντες πρέπει να εφαρμόζουν σταθερά. Μπορείτε να κόψετε το υλικό που προεξέχει.
- Πείτε στον ασθενή να περπατήσει φορώντας το νάρθηκα, για να βεβαιωθείτε ότι ο νάρθηκας Walker εφαρμόζει σωστά.
- (Εικ. 7) Για να σταθεροποιήσετε την εφαρμογή του νάρθηκα Walker, μπορείτε να φουσκώσετε τους αεροθαλάμους με την αντλία αέρα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη βαλβίδα για να ελέγξετε την είσοδο ή την έξοδο του αέρα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα μαξιλαράκια της επένδυσης ως πρόσθετη επένδυση.

Υποδείξεις πλύσης

Κλείστε τους συνδέσμους τύπου βέλκρο πριν από πλύσιμο. Τα κατάλοιπα του σαπουνιού μπορούν να προκαλέσουν δερματικούς ερεθισμούς και φθορά του υλικού.

- Πλύνετε το προϊόν στο χέρι, κατά προτίμηση με το καθαριστικό medi clean.
- Μην χρησιμοποιείτε λευκαντικό
- Στεγνώνετε στον αέρα.

- Μην σιδερώνετε.
- Μην κάνετε στεγνό καθάρισμα.



Υπόδειξη για την φύλαξη

Παρακαλούμε να φυλάξετε το ορθωτικό μηχανήμα σε στεγνό μέρος και προστατέψτε το από άμεση ηλιακή ακτινοβολία.



Υλικό κατασκευής

Πολυπροπυλένιο (PP), πολυουρεθάνη (PU), EVA, πολυεστέρας

Ευθύνη

Η ευθύνη του κατασκευαστή παύει σε περίπτωση μη ορθής χρήσης. Προσέχετε, επίσης, τις αντίστοιχες υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες στις παρούσες οδηγίες χρήσης.


Απορρίψη

Μπορείτε να απορρίψετε το προϊόν μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.



Η ομάδα medi

σας εύχεται περαστικά!

Σε περίπτωση παραπόνων σε σχέση με το προϊόν, όπως παραδείγματος χάριν βλάβες στο πλεκτό ύφασμα ή ελαττώματα στην εφαρμογή, απευθυνθείτε απευθείας στον ιατρικό σας προμηθευτή. Μόνο σοβαρά περιστατικά, που μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντική επιδείνωση της κατάστασης της υγείας ή σε θάνατο, θα πρέπει να γνωστοποιούνται στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους. Τα σοβαρά περιστατικά ορίζονται στο Άρθρο 2 Αρ. 65 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 (MDR - Κανονισμός για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα). Η ιχνηλασιμότητα του προϊόντος διασφαλίζεται με τον κωδικό UDI .

protect. CAT Walker

Rendeltetés

A protect.CAT Walker meghatározott pozícióban történő rögzítésre szolgáló lábszár-lábfej-ortézis.

Javallatok

Minden olyan javallat, amelynél a lábszár-lábfej terület meghatározott helyzetben történő nyugalomba helyezése szükséges, pl.:

- Achilles-ín-sérülések után (posztoperatív / konzervatív)
- Stabil láb- és ízületi törések, törés utáni kezelés esetén (konzervatív)
- Felső ugróízületi ficam után
- Szalag-/lágyszalag- és ín-sérülések után (posztoperatív / konzervatív)

Ellenjavallatok

Instabil törések vagy a sípcsont vagy alsó lábszárcsont proximális végének törései

Kockázatok / Mellékhatások

A szorosan illeszkedő segédeszközök helyi nyomódásokat okozhatnak, vagy elszoríthatják a véredényeket vagy idegeket. Emiatt az alábbi esetekben egyeztetnie kell a kezelőorvosával a használat előtt:

- A bőr megbetegedései vagy sérülései az alkalmazási területen, mindenekelőtt gyulladás jelei esetén (fokozott melegség, duzzanat vagy kipirosodás)
- Érzékszavarok és vérellátási zavarok (pl. diabétesz, visszér esetén)
- Nyirokfolyási zavarok – az alkalmazási területen kívüli lágyszalagok nem egyértelmű duzzanatai szintén

Szorosan illeszkedő segédeszközök viselése esetén helyi bőrirritáció, ill. a

bőr (elsősorban izzadással összefüggő) mechanikus irritációjára vagy az anyagösszetételre visszavezethető irritáció léphet fel.

Meghatározott betegcsoport

Az egészségügyi szakemberek a rendelkezésre álló méretek és a szükséges funkciók/javallatok alapján felnőtteket és gyermekeket látnak el saját felelősségre, a gyártói információk figyelembevételével.

Megjegyzés

A protect.CAT Walker nem alkalmas 120 kg-nál nehezebb betegek számára.

Felhelyezési útmutató

- Nyissa ki a pántokat, lazítsa ki a belső cipőben lévő elülső sánt, majd vegye ki a belső cipőt a rögzítőtől.
- (1. ábra) Nyissa ki a belső cipő láb-és lábfeji részét a tépőzárak kioldásával. Kérje meg a beteget, hogy lábfejét és alsó lábszárát helyezze a belső cipőbe. Ügyeljen arra, hogy a légkamrák üresek legyenek!
- (2. ábra) Csatolja be a belső cipőt, és ügyeljen arra, hogy szorosan illeszkedjen a beteg lábához. Igazítsa a belső cipőt úgy, hogy az integrált pumpa középen helyezkedjen el, hogy később a sín arra szolgáló bemetszésébe illeszkedjen.
- (3. ábra) Segítsen a betegnek behelyezni a lábát a külső papucsba. Az alsó lábszárnak és lábfejnek pontosan illeszkednie kell a külső papucsba.
- (4. ábra) Ellenőrizze, hogy a láb jól fekszik-e a rögzítőben. Ügyeljen arra, hogy a beteg lábujjai ne ütközzenek a lábujjvédőbe. Igény esetén a lábujjvédő pozíciója állítható, illetve a lábujjvédő teljesen el is távolítható.
- (5. ábra) A kioldott sánt előlről helyezze a beteg sípcsontjára és lábára.

Bizonyosodjon meg róla, hogy a pumpa és a szelep az ezekhez kialakított bemetszésekbe illeszkedik.

- (6. ábra) Az eszköz stabilizálásához rögzítse a pántokat. Kezdje az elülső lábbrésznél található pánttal, majd egymás után kösse meg a többit is. A pántokat szorosan kösse meg. A felesleges anyagrészt le is vághatja.
- A beteg tegyen egy rövid sétát az ortézisben, hogy biztosak legyenek abban, hogy a rögzítőt helyesen csatolták fel.
- (7. ábra) A rögzítő helyes állását biztosíthatják a légpárnák pumparendszeren keresztüli felfújásával. A szelep segítségével történik a levegő bevezetése, illetve leeresztése. A párnadarabokkal adott esetben kipárnázhatja a rögzítőt.

Ápolási útmutató

Mosás előtt a tépőzárakat zárni kell. A szappanmaradványok bőr-irritációt és anyagkopást okozhatnak.

- A terméket ajánlott medi clean mosószerrel, kézzel mosni.
- Fehéríteni tilos!
- Hagyja a levegőn megszáradni.
- Ne vasalja.
- Vegyi tisztítója tilos!



Tárolási útmutató

Az ortézist száraz helyen tárolja, és óvja a közvetlen napsütéstől.



Anyag

PP, PU, EVA, poliészter

Ártalmatlanítás

A terméket a háztartási hulladékba dobhatja.



A medi Team

gyors gyógyulást kíván Önnek!

A termékkel összefüggésben felmerülő reklamációk, pl. a szövet károsodása vagy szabási hibák, esetén forduljon közvetlenül a gyógyászati szakkereskedőhöz. Csak azokat a súlyos váratlan eseményeket lehet jelenteni a gyártónak és a tagállam illetékes hatóságának, amelyek az egészségi állapot jelentős romlásához vagy halálhoz vezethetnek. A súlyos váratlan események az (EU) 2017/745 (MDR) rendelet 2. cikkének 65. pontjában olvashatók. A termék nyommon követhetőségét az UDI kód **UDI** biztosítja.

protect. CAT Walker

Namena

protect.CAT Walker je ortoza stopala potkolenice za imobilizaciju u određenom položaju.

Indikacije

Sve indikacije kod kojih je neophodna imobilizacija u predelu potkolenice i stopala u zadati položaj, kao što su npr.:

- Posle povreda Ahilovih tetiva (postoperativno / konzervativno)
- Kod stabilnih preloma noge i preloma zgloba, naknadne nege preloma (konzervativno)
- Posle iščašenja gornjeg skočnog zgloba
- Posle povreda ligamenta / povreda mekog tkiva i povreda tetiva (postoperativno / konzervativno)

Kontraindikacije

Nestabilne frakture ili frakture proksimalne tibije ili fibule

Rizici / Nuspojave

Kod fiksno postavljenih pomagala može doći do lokalnih modrica ili suženja krvnih sudova ili nerava. Zato se, kod sledećih okolnosti, pre upotrebe obavezno posavetujte sa nadležnim lekarom:

- Kožne bolesti ili povrede na koži u području upotrebe, pre svega kod upalnih znakova (preterano zagrevanje, oticanje ili crvenilo)
- Poremećaja osetljivosti i poremećaja cirkulacije (npr. kod dijabetesa, proširenih vena)
- Poremećaja limfne drenaže – takođe nejasnih otoka mekih tkiva izvan područja upotrebe

Kod nošenja usko postavljenih pomagala može doći do lokalnog svraba odn.

iritacija, što se može pripisati mehaničkom svrabu kože (pre svega u vezi sa znojenjem) ili sastavu materijala.

Predviđena grupa pacijenata

Pripadnici zdravstvenih profesija u skladu sa svojom odgovornošću pružaju zdravstvene usluge odraslim osobama i decu na temelju raspoloživih mera/ veličina i neophodnih funkcija/indikacija uz uzimanje u obzir informacija proizvođača.

Napomena

protect.CAT Walker nije predviđen za pacijente čija je telesna težina veća od 120 kg.

Uputstvo za stavljanje

- Otvorite kaiševe, odvojite prednju šinu od unutrašnje cipele, a zatim izvadite unutrašnju cipelu iz Walker orteze.
- (Slika1) Odvajanjem čičak traka otvorite deo za nogu i stopalo unutrašnje cipele. Sada zamolite pacijenta da svojim stopalom i potkolenicom uđe u unutrašnju cipelu. Vodite računa da vazdušne komore budu prazne!
- (Slika 2) Zatvorite unutrašnju cipelu i vodite računa da stabilno prijanga na nogu pacijenta. Unutrašnju cipelu podesite tako da se integrisana pumpa nalazi u sredini i kasnije odgovara predviđenom izrezu na šini.
- (Slika 3) Pacijent sada treba da stavi svoje stopalo u Walker. Potkolenica i stopalo treba da budu pozicionirani tako da dobro naležu na ortezu.
- (Slika 4) Proverite ispravnu poziciju stopala u Walker ortezi. Vodite računa da nožni prsti pacijenta ne udaraju u zaštitu za prste. Po potrebi, pozicija zaštite za prste može da se podesi ili kompletno ukloni.
- (Slika 5) Postavite šinu u prednje strane

na cevanicu i stopalo pacijenta. Uverite se da pumpa i ventil odgovaraju u tu svrhu predviđenim izrezima.

- (Slika 6) Zatvorite kaiševe radi stabilizacije sistema. Počnite s kaišem ispred stopala, a zatim zatvorite i sve ostale kaiševe. Kaiševi moraju čvrsto da se zategnu. Višak materijala može da se iseče.
- Pustite pacijenta da hoda sa ortezom kako biste se uverili da je Walker orteza pravilno nameštena.
- (Slika 7) Radi učvršćivanja Walker orteze vazdušni jastuci mogu da se napune pomoću sistema pumpanja. Preko ventila može da se upravlja ispuštanjem ili punjenjem vazduha. Komadi obloge mogu da se iskoriste za dodatno oblaganje.

Informacije o održavanju

Čičak zatvarače zatvoriti pre pranja. Ostaci sapuna, krema ili masti mogu da prouzrokuju iritacije kože i privremeno habanje materijala.

- Za pranje proizvoda preporučuje se „medi clean“ sredstvo za pranje.
- Ne izbeljivati.
- Sušiti na vazduhu.
- Ne peglati.
- Ne čistiti hemijski.



Informacije o čuvanju

Ortezu čuvati na suvom mestu i zaštititi od direktnog zračenja sunca.



Sastav materijala

PP, PU, EVA, poliester

Garancija

Garancija proizvođača prestaje da važi u slučaju nenamenske upotrebe. Pored

toga vodite računa i o bezbednosnim napomenama i instrukcijama u ovom uputstvu za upotrebu.

Bacanje

Proizvod može da se baci zajedno sa ostalim kućnim smećem.



تكوين المواد

بولي بروبيلين، بولي يوريثان، خلاّات فينيل الإيثيلين، بوليستر

المسؤولية

تصبح مسؤولية المصنّع لاجبة في حال استخدام المنتج لغير الغرض المعد له. يرجى الرجوع إلى معلومات وتعليمات السلامة الواردة في هذا الدليل.

التخلص من المنتج



يمكنك التخلص من المنتج برميّه في سلة المهملات المنزلية.

- أصابع قدم المريض بمقدمة الدعامة المخصصة لحمايتها. وعند الحاجة، يمكن تحريك هذه الحماية المخصصة لأصابع القدم إلى الأمام أو إزالتها تمامًا.
- (الشكل 5) ضع الآليّ الجبيرة المفكوكّة من الأمام على عظم الظنوب وقدم المريض، وتأكد من أن تكون المضخة والصمام في مكان مناسب للتجويف المحدد.
- (الشكل 6) ولتثبيت النظام، أغلق الأخرمة بدءًا من حزام مقدمة القدم ثم باقي الأخرمة. وينبغي تثبيت الحزام بإحكام، ويمكن قص المواد الزائدة.
- اطلب من المريض المشي واضعًا الدعامة لتتأكد من أنها موضوعة بشكل صحيح.
- (الشكل 7) ولتثبيت موضع الدعامة، يمكن ملء المخدات الهوائية من خلال نظام الضخ. ويمكن التحكم بإدخال الهواء أو تفريغه عبر الصمام. كما يمكن استخدام اللبادات الإضافية لزيادة الحشوات.

تعليمات العناية

- أغلق لواصق فيلكرو قبل الغسل. قد تسبب بقايا الصابون ومستحضرات الغسول والمرامح تهيجًا في الجلد وقد تتلف المواد المصنعة.
- اغسل المنتج باليد، ويفضل أن يتم ذلك باستخدام مواد التنظيف الخاصة بـmedi.
- لا تستعمل المبيّض.
- اتركه ليجف طبيعيًا.
- لا تكوه.
- لا تلجأ إلى التنظيف الكيميائي.



تعليمات التخزين

أبقِ المنتج في مكان جاف ولا تعرضه لأشعة الشمس المباشرة.



protect. CAT Walker

غرض الاستعمال

protect.CAT Walker هي دعامة لتثبيت القدم والساق بوضعية محددة.

دواعي الاستعمال

كافة دواعي الاستعمال التي يكون فيها تثبيت منطقة القدم والساق في وضعية محددة أمرًا ضروريًا، مثل:

• الإصابات في العرقوب (بعد الجراحة/

العلاج التحفظي)

• في حالة الكسور المستقرة في القدم

والمفصل، الرعاية اللاحقة للكسور

(العلاج التحفظي)

• في حالة خلع مفصل الكاحل العلوي

• إصابات الأربطة والأنسجة الرخوة والأوتار

(بعد الجراحة/ العلاج التحفظي)

موانع الاستعمال

الكسور غير المستقرة أو الكسور في عظم

الشنظية أو الظنوب (عظم الساق الأكبر)

المجاورة.

المخاطر / الأعراض الجانبية

إذا كان المنتج الداعم ضيقًا جدًا، فقد يؤدي

هذا إلى آثار ناتجة عن الضغوط الموضعية

أو إلى انقباضات في الأوعية الدموية أو

الأعصاب. وعليه، يجب أن تستشير طبيبك في

الحالات التالية قبل استخدام المشد:

• الأمراض الجلدية أو الإصابات في منطقة

الاستعمال، سيما التي ترافقها أعراض

الالتهابات (الارتفاع المفرط في درجة

الحرارة، أو التورم، أو الاحمرار).

• الحساسية أو المشكلات في التروية (مثل

حالات السكري والدوالي)

- اضطرابات التدفق الليمفاوي - فضلاً عن تورم الأنسجة اللينة غير المشخص، ويصرف النظر عن مجال الاستخدام يمكن أن يتسبب تضيق المنتج بتهييج موضعي في الجلد، ما يؤدي إلى حكة (سيما بسبب التعرق) أو إلى تلف المواد المصنعة.

فئات المرضى المستهدفين

يقدم الطاقم الطبي على مسؤوليته الخاصة

رعاية للبالغين والأطفال بناء على الأبعاد/

الأحجام المتوفرة والوظائف/ دواعي

الاستعمال الضرورية، مع مراعاة معلومات

الشركة المصنعة.

ملاحظة:

protect.CAT Walker غير مصمم للمرضى

الذين يزيد وزنهم عن ١٢٠ كغم.

تعليمات الارتداء

• افتح الأحزمة وفكّ الجبيرة من الأمام من

الحذاء الداخلي وانزع الحذاء الداخلي أخيراً

من الدعامة.

• (الشكل 1) افتح الجزء الخاص بالساق

والقدم من الحذاء الداخلي من خلال فك

أشرطة الفيلكرو. اطلب من المريض الآن أن

يضع قدمه وساقه في الحذاء الداخلي وتأكد

من أن تكون حجيرات الهواء فارغة.

• (الشكل 2) أغلق الحذاء الداخلي وتأكد

من ثباته على قدم المريض. ضع القدم

في الحذاء الداخلي بحيث تكون المضخة

الدمجية في المنتصف وتتناسب لاحقاً في

تجويف الجبيرة المحدد.

• (الشكل 3) اطلب من المريض الآن وضع

قدمه في منتصف الغلاف الخارجي للدعامة.

يجب وضع القدم والساق بحيث يكونوا

على الغلاف بالضبط.

• (الشكل 4) تحقق من وضعية القدم ومكانها

الصحيح في الدعامة. وتأكد من ألا تضرب

protect. CAT Walker

Informácia o účele použitia

protect.CAT Walker je ortéza na lýtko a chodidlo na znehybnenie v danej polohe.

Indikácie

Všetky indikácie, pri ktorých je potrebné znehybnenie oblasti predkolenia-nohy v určenej pozícii, ako napr.:

- Po zraneniach Achillovej šľachy (pooperačne / konzervatívne)
- Pri stabilných fraktúrach chodidla a kĺbov, doliečenie fraktúr (konzervatívne)
- Po luxácii horného členkového kĺbu
- Po zraneniach väzov, mäkkých častí a šliach (pooperačne / konzervatívne)

Kontraindikácie

Nestabilné zlomeniny alebo zlomeniny proximálnej holennej alebo lýtkovej kosti

Riziká / Vedľajšie účinky

Pri tesne priliehajúcich pomôckach môže dochádzať k lokálnym otlačeniam alebo k zúženiu krvných ciev alebo nervov. Preto by ste sa za nasledujúcich okolností mali pred použitím poradiť s Vaším ošetrojúcim lekárom:

- Ochorenia alebo poranenia kože v oblasti aplikácie, predovšetkým pri zápalových príznakoch (nadmerné zahriatie, opuch alebo začervenanie)
- Poruchy citlivosti a prekrvenia (napr. pri diabete, kľúčových žilách)
- Poruchy odtoku lymfy – rovnako nejednoznačné opuchy mäkkých častí mimo oblasti aplikácie

Pri nosení tesne priliehajúcich pomôcok môže dôjsť k lokálnym podráždeniam kože resp. iritáciám, ktoré súvisia s mechanickým dráždením kože

(predovšetkým v spojení s potením) alebo so zložením materiálu.

Určená skupina pacientov

Príslušníci zdravotníckych povolání podľa svojich kompetencií ošetría dospelých a deti na základe dostupných rozmerov/veľkostí a potrebných funkcií/indikácií, pričom zohľadnia pokyny výrobcu.

Upozornenie

protect.CAT Walker nie je dimenzovaný pre pacientov s hmotnosťou nad 120 kg.

Návod na natiahnutie

- Otvorte popruhy, uvoľnite prednú dlahu z vnútornej topánky a potom vyberte vnútornú topánku z Walkera.
- (obr.1) Uvoľnením suchých zipsov otvorte hornú a dolnú časť vnútornej topánky. Teraz požiadajte pacienta, aby vložil svoje chodidlo a podkolennú časť nohy do vnútornej topánky. Dbajte na to, aby boli vzduchové komory prázdne!
- (obr.2) Zatvorte vnútornú topánku a dbajte na to, aby pevne priliehala na nohu pacienta. Vnútnú topánku vyrovnajte tak, aby integrovaná pumpa sedela v strede a neskôr aby pasovala do určeného výrezu v dlahe.
- (obr.3) Požiadajte pacienta, aby si teraz nohu položil do škrupiny Walkera. Podkolenná časť nohy a chodidlo by mali byť v takej polohe, aby presne zapadli do škrupiny.
- (obr. 4) Skontrolujte správnu polohu a usadenie nohy vo Walkerovi. Dbajte na to, aby prsty na nohách pacienta nenarážali do ochrany prstov. V prípade potreby sa môže zmeniť poloha ochrany prstov alebo sa môže úplne odstrániť.
- (obr. 5) Voľnú dlahu teraz spredu položte na holennú kosť a dolnú časť nohy pacienta. Uistite sa, že pumpa a

- ventil pasujú do určených výrezov.
- (obr. 6) Pre stabilizáciu systému zapnite popruhy. Začnite s popruhom na dolnej časti nohy a postupne zatvorte všetky ostatné popruhy. Popruhy by mali pevne priliehať. Prebytočný materiál sa môže odstrihnúť.
 - Požiadajte pacienta, aby sa v ortéze prešiel, aby ste sa uistili, že Walker je správne nasadený.
 - (obr. 7) Pozíciu Walkera ustálite nafúknutím vzduchových vankúšov pomocou pumpového systému. Pomocou ventilu sa dá regulovať, či sa vzduch má napustiť alebo vypustiť. Vankúšové kúsky sa môžu použiť na dodatočné vypolstrovanie.

Pokyny na ošetrovanie

Suché zipsy pred praním zatvorte.

Zvyšky mydla, krémov alebo masť môžu dráždiť pokožku a spôsobiť opotrebenie materiálu.

- Výrobok perte ručne, najlepšie pracím prostriedkom medi clean.
- Nebielte.
- Sušte na vzduchu.
- Nežehlite.
- Nečistite chemicky.



Pokyny na skladovanie

Ortézu skladujte v suchu a chráňte pred priamym slnečným žiarením.



Materiálové zloženie

PP, PU, EVA, polyester


Ručenie

Ručenie výrobcu zaniká pri používaní, ktoré nezodpovedá určenému účelu. Dodržiavajte pritom aj príslušné bezpečnostné upozornenia a pokyny v tomto návode na použitie.

Likvidácia

Výrobok môžete zlikvidovať ako domový odpad.



V prípade reklamácií súvisiacich s produktom, ako napríklad poškodenia pleteniny alebo nedostatky vytvarovania, sa prosím obráťte priamo na Vašu špecializovanú predajňu so zdravotníckymi pomôckami. Výrobcom a príslušnému orgánu členského štátu sa musia hlásiť len závažné nehody, ktoré môžu viesť k podstatnému zhoršeniu zdravotného stavu alebo k smrti. Závažné nehody sú definované v článku 2 č. 65 Nariadenia (EU) 2017/745 (MDR). Spätná sledovateľnosť produktu je zabezpečená kódom UDI .

protect. CAT Walker

用途

protect.CAT Walker 是一款用于在指定位置进行固定的小腿和足部矫正用具。

适应症

所有需要对小腿和足部区域在指定位置进行固定的适应症，例如：

- 跟腱受伤后（术后治疗/保守治疗）
- 稳定性脚和关节骨折、骨折后治疗中（保守治疗）
- 上部踝关节脱位后
- 韧带/软组织和肌腱受伤后（术后治疗/保守治疗）

禁忌症

不稳定性骨折或胫骨或腓骨骨折

风险/副作用

但如果辅助用具穿戴过紧，可能产生局部压力或者压迫血管或神经。因此，如遇以下情况，请在使用前咨询您的主治医生：

- 在应用部位有皮肤疾病或损伤，尤其是出现发炎症状（过热、肿胀或发红）
- 知觉障碍和血流不畅（例如有糖尿病、静脉曲张病患者）
- 淋巴回流障碍——在应用部位旁同样有不明的软组织肿胀

如果辅助用具穿戴过紧，可能导致局部皮肤刺激或者因机械性皮肤刺激（尤其是由于出汗的共同作用）或材料成分而导致的发炎。

预期患者群体

医疗保健从业人员须根据可用的尺寸/规格和必要的功能/适应症，在考虑制造商说明信息的前提下，负责向成人和儿童提供。

提示：

protect.CAT Walker 不适合体重超过 120 公斤的患者使用。

穿戴说明

- 首先打开皮带，解开内鞋的前端夹板并随后将内鞋从助行器中取出。
- （见图 1）揭开尼龙搭扣，从而打开内鞋的腿骨和脚骨支撑部件。帮助患者将其脚掌及小腿抬高伸入内鞋中。注意保证气室（气囊）为空。
- （见图 2）系上内鞋并注意保证鞋部与患者腿部紧密贴合。对齐内鞋位置，以保证内置气泵位于中心位置，为之后医疗夹板的插入预留足够空间。
- （见图 3）将患者的脚伸入助行器的鞋套内。保证患者的小腿与脚部正确的置于鞋套内。
- （见图 4）检查助行器内患者脚部是否位于正确位置和姿势。
- 注意不要让患者的脚趾碰到脚趾保护装置。根据治疗需求可调节脚趾保护装置的位置或者完全移除。
- （见图 5）将松弛的医疗夹板固定在患者脚部和小腿上。注意保证气泵和活塞能够置于之前预留的空隙内。
- （见图 6）为了固定助行系统，请系上皮带。首先系上前脚掌皮带，随后依次系上所有其他皮带。保证皮带贴身固定。
- 可移除多余部件。
- 让患者佩戴矫形器行走，以保证助行器妥善佩戴。
- （见图 7）为保证助行器妥善固定完毕，可以通过气泵系统对气囊充气。
- 通过活塞可控制气体流入与流出。气垫可用于额外填充。

保养提示

请在清洗之前闭合尼龙搭扣。肥皂残留、护肤霜或油膏可能引发皮肤过敏和材料耗损。

- 请手洗该产品，最好是使用 medi clean 清洗剂。
- 切勿漂白。
- 晾干。
- 切勿熨烫。
- 切勿使用化学方法清洁。



存放提示

体重请将该矫正器置于干燥及非光照直射的位置。

**材料成分**

聚丙烯、聚氨酯、EVA (乙烯/醋酸乙烯酯共聚物)、聚酯

责任担保

不当使用时，制造商对此不承担责任。
在此请注意使用说明中相应的安全提示和指导。

废弃处理

您可以将该产品随家庭垃圾一起作为废物处理。



protect. CAT Walker

用途

protect.CAT Walker は、所定の位置に固定するための下腿-足装具です。

適応症

所定の位置での下腿-足部の固定が必要なすべての適応症、例えば:

- ・ アキレス腱損傷後(術後ケア / 保存療法)
- ・ 安定した足の骨折および関節包内骨折、骨折治療の場合(保存療法)
- ・ 上跳躍関節脱臼後
- ・ 靭帯損傷 / 軟部損傷および腱損傷後(術後ケア / 保存療法)

禁忌

不安定な骨折、または近位の脛骨または腓骨の骨折

リスク / 副作用

補助具がきつく密着していると血管または神経の局所的な圧迫または狭窄の原因になります。したがって、以下に挙げる状況においては、ご使用前に担当医師と相談してください:

- ・ 使用範囲の皮膚の疾患または傷、特に炎症性の症状(過度の発熱、腫れ、または赤み)。
- ・ 感覚および血流の障害(例えば、糖尿病、静脈瘤)
- ・ リンパ排液障害 - 使用領域下流側の軟部が腫れていると感じられるときも補助具をきつく密着させて装着した場合、局所的な皮膚の刺激の原因になります。それらは、皮膚の物理的な刺激(とりわけ、発汗と結びついて)または素材の成分に起因します。

想定患者グループ

医療関係者は自分の責任で成人および子供を、利用可能な寸法/大きさおよび必要な機能/適応症をもとに製造者からの情報を考慮して管理する。

注意事項

protect.CAT Walker は、設計上体重が 120 kg を超える患者には適していません。

着用方法

- ・ ベルトを外し、前側の副木をインナーブーツからゆるめ、次に Walker からインナーブーツを取り出します。
- ・ (図1) 面ファスナーを外し、インナーブーツの脚部と足部を開きます。ここで患者に、足と下腿をインナーブーツに入れるよう促してください。エアチャンバーが空であることを確認してください!
- ・ (図2) インナーブーツを閉じます。その時インナーブーツが患者の脚にしっかりあてがわれていることを確認してください。後で副木に設けられたくぼみに収まるよう、内蔵ポンプが真ん中に来るようにインナーブーツを調節してください。
- ・ (図3) Walker のハーフシェルに患者の足を入れるよう促してください。下腿と足が正確にシェル内に収まるように、下腿と足を位置決めしてください。
- ・ (図4) Walker 内で足が正しく収まり、位置決めされていることを確認してください。
患者の足の指が足指プロテクターに当たっていないか注意してください。必要に応じて足指プロテクターの位置を調整するか、またはこれをすべて取り外してください。
- ・ (図5) 外していた副木を前方から患者の脛骨と足に当てます。ポンプとバルブが専用のくぼみに確実に収まるように調整してください。
- ・ (図6) システムを安定させるため、ベルトを締めてください。まず前足部ベルトから始め、順々に他のベルトを締めます。ベルトはしっかり当たっていないか確認してください。
- ・ (図7) の収まり具合を安定させるため、ポンプシステムでエアクションに空気を充填することができます。

空気の給送と排出は、バルブを使って調整することができます。トリムピースは追加のクッション材として使用することができます。

お手入れに関する注意

お洗濯する前に、ベルクロストラップを閉めてください。洗剤の残りカス、クリームや軟膏は、皮膚炎や材質摩耗の原因になります。本製品は、できれば medi clean 洗剤を使って手洗いしてください。

- 漂白はしないでください。
- 大気で乾燥させてください。
- アイロンをかけないでください。
- 薬品を使うクリーニングは避けてください。



保管に関する注意

装具は乾燥した状態で、直射日光を避けて保管してください。



材料組成

PP、PU、EVA、ポリエステル

責任事項

製造者責任は、用途以外の使用により失効します。また、関連する安全上の注意および使用上の指示も守ってください。

廃棄について

本製品は、家庭ごみとして廃棄することができます。



- כעת יש לבקש מן החולה להתהלך במכשיר האורתוטי כדי לוודא, כי ה-Walker מותאם נכון.
- ה-Walker (איור 7) כדי לחזק את התאמת ה-Walker ניתן למלא את כריות האוויר באמצעות מערכת המשאבות. באמצעות השסתום ניתן להוסיף או לשחרר אוויר. ניתן להשתמש בפיסות הרפוד כדי להעניק ריפוד נוסף.

הוראות לכביסה

- יש לסגור את סגירת הולקרו לפני הכביסה. שאריות סבון, קרמים או משחות עלולים לגרום לגירויי עור ולשחיקת החומר.
- יש לכבס את המוצר ביד, אם אפשר בסבון הכביסה .medi clean.
 - אין להלבין.
 - לייבש באוויר.
 - לא לגהץ.
 - לא לנקות ניקוי כימי.



הוראות אחסון

יש לאחסן את המכשיר האורתוטי במקום יבש, ולא לחשוף אותו לקרינת שמש ישירה.



מרכיבים

פוליפרופילן, פוליאורתן, אתילן-ויניל-אצטט, פוליאסטר

אחריות

במקרה של שימוש שלא למטרה לה מיועד המכשיר מתבטלת אחריות היצרן. יש לשים לב להערות הבטיחות, ולהוראות המפורטות בהוראות השימוש האלו.

סילוק

ניתן לסלק את המוצר באשפה הביתית.



protect. CAT Walker

מטרה

protect.CAT Walker הוא התקן אורתופדי לרגל התחתונה לצורך קיבוע בתנוחה מסוימת.

התוויות

כל ההתוויות בהן יש צורך לבצע קיבוע של אזור כף הרגל התחתונה במצב נתון, כגון:

- לאחר פציעות בגיד אכילס (פוסט-ניתוחי/שמרני)
- לשברים יציבים בכף הרגל והמפרק, טיפול עוקב בשברים (שמרני)
- לאחר פריקת קרסול עליון
- לאחר פגיעות ברצועה/רקמות רכות ופציעות בגיד (פוסט ניתוחי/שמרני)

התוויות נגד

שברים לא יציבים, או שברים של עצם השוקה או השוקית הפרוקסימלית.

סיכונים/תופעות לוואי

עזרים הדוקים מדי עלולים לגרום להיווצרות לחץ מקומי או כיווץ בכלי דם או עצבים. לכן במקרים הבאים יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני השימוש:

- מחלות או פגיעות בעור באזור השימוש, במיוחד עם סימנים דלקתיים (התחממות יתר, נפיחות, או אדמומיות)
- הפרעות בתחושה ובמחזור הדם (כגון במצבי סוכרת, דליות)
- הפרעות בניקוז הלימפה – כמו גם נפיחיות לא מוגדרות ברקמות רכות מחוץ לאזור השימוש
- עזרים הדוקים מדי עלולים לגרום לגירוי או דלקת מקומית בעור כתוצאה מגירוי מכני של העור (במיוחד בשילוב עם זיעה) או בגלל הרכב החומרים.

קבוצת מטופלים מיועדת

אנשי מקצוע בתחום הבריאות יספקו טיפול למבוגרים וילידים בהתאם לאחריותם, תוך התחשבות במידע המסופק על ידי

היצרן. בהתבסס על המידות/הגדלים הזמינים והפונקציות/ההתוויות הדרושות.


הערה

מכשיר ה-protect.CAT Walker אינו מיועד לחולים בעלי משקל של מעל 120 ק"ג.


הוראות הלבשה

- יש לפתוח את הרצועות, לשחרר את התמיכה הקדמית מהנעל הפנימית, ולהוציא, לבסוף, את הנעל הפנימית מתוך ה-Walker.
- (איור 1) יש לפתוח באמצעות פתיחת סגירות הולקרו את חלק הרגל וכף הרגל של הנעל הפנימית. כעת יש לבקש את החולה להכנס אל תוך הנעל הפנימית עם כף רגלו והשוק. יש להקפיד שתאי האוויר ריקים!
- (איור 2) יש לסגור את הנעל הפנימית ולהקפיד שהיא צמודה לחלוטין לרגל של החולה. יש לכוון את הנעל הפנימית כך שהמשאבה המובנית ממוקמת באמצע ותתאים מאוחר יותר אל תוך הגומחה הייעודית שבתמיכה.
- (איור 3) כעת יש לבקש מהחולה להעמיד את כף רגלו אל תוך חצי הקונכייה של ה-Walker. יש להציב את השוק ואת כף הרגל כך שהם מונחים במדויק בתוך הקונכייה.
- (איור 4) יש לבדוק את התנוחה הנכונה, ואת מיקום כף הרגל, בתוך ה-Walker. יש להקפיד שאצבעות כף הרגל של החולה לא נוגעות במגן האצבעות. בעת הצורך ניתן לכוונון את מגן האצבעות, או להסיר אותו כליל.
- (איור 5) כעת יש להניח את התמיכה הלא מחוברת מקדימה על השוקה ועל כף רגלו של החולה. יש להקפיד שהמשאבה והשסתום מתאימים אל תוך הגומחות הייעודיות.
- (איור 6) יש לסגור את הרצועות כדי לייצב את המערכת. יש להתחיל עם רצועת כף הרגל הקדמית, ולסגור את כל הרצועות האחרות ברצף. הרצועות חייבות להיצמד באופן הדוק. ניתן לגזור חומר מיותר.


Önemli uyarı

Bu ürün tıbbi cihaz **MD** kategorisine girer ve yalnızca hastalar  üzerinde kullanılmalıdır. Aynı ortezin birden fazla hastada kullanılması durumunda tıbbi ürünlere düzenleme getiren kanunun gerektirdiği anlamda üreticinin ürünün kaynaklanan sorumluluğu sona erer. Taşıma sırasında aşırı ağrı ve rahatsızlık duygusu görüldüğü takdirde, lütfen derhal doktor veya ortopedi uzmanını arayınız. Bandajın tıbbi fonksiyonunu azaltmaması için asla yapısının değiştirilmemesi gereklidir. Bu gibi durumlarda (örneğin dikişinin sökülmesi gibi) üretici garantimiz sona erer.


Ważne wskazówki

Produkt medyczny **MD** jest przeznaczony wyłącznie do zastosowania w przypadku jednego pacjenta . W przypadku stosowania produktu do leczenia więcej niż jednego pacjenta wygasa odpowiedzialność producenta za produkt. W razie wystąpienia nadmiernego bólu lub nieprzyjemnego uczucia w trakcie noszenia produkt należy natychmiast zdjąć i skonsultować się z lekarzem lub technikiem ortopedycznym. Nie nosić produktu na otwartych ranach i zakładać go tylko po uprzednim uzyskaniu instrukcji medycznej.


Σημαντικές υποδείξεις

Η ὀρθωση **MD** χρησιμοποιείται για έναν και μοναδικό ασθενή . Αν χρησιμοποιείται για περισσότερους του ενός ασθενούς, η ευθύνη του παραγωγού για το προϊόν, σύμφωνα με τον περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων νόμο (Medical Devices Act) ακυρώνεται. Εάν παρουσιασθούν υπερβολικοί πόνοι ή ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια της χρήσης, διακόψτε αμέσως τη χρήση του νάρθηκα και συμβουλευθείτε το γιατρό σας ή τον ορθοπεδικό τεχνικό σας. Μην φοράτε τον νάρθηκα πάνω από ανοιχτές πληγές, και χρησιμοποιείτε το μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας.


Fontos útmutatások

Az orvostechnikai **MD** eszközt arra tervezték, hogy egyetlen beteg használja . Ha több páciens kezelésére használják, akkor a gyógyászati terméktörvény értelmében megszűnik a gyártó termékfelelőssége. Ha a viselés közben túl nagy fájdalom vagy kellemetlen érzés lépne fel, azonnal lépjen kapcsolatba orvosával vagy ortopédiával a műszerészével. Ne hordja az ortézist nyílt sebekben, és csak előzetes orvosi útmutatás alapján viselje.


Važne napomene

Proizvod je namenjen **MD** samo za upotrebu na nekom pacijentu . Ako se upotrebi za lečenje više pacijenata, prestaje važnje garancije proizvođača prema Zakonu o medicinskim proizvodima. Ako se za vreme nošenja pojave neki bolovi ili neprijatan osećaj, odmah skinite uložak i obratite se nadležnom lekaru ili ortopedskom tehničaru. Uložak nemojte nositi na otvorenim ranama i nosite ga samo prema dobijenom medicinskom uputstvu. Pravilno postavljanje je važno za ispravno funkcionisanje uložka.


ملاحظات هامة

صنع هذا المنتج الطبي **MD** لعلاج مريض واحد فقط . في حال استخدامه لعلاج عدة مرضى تصبح مسؤولية الشركة المصنعة عن المنتجات غير سارية وفقاً لقانون الأجهزة الطبية. عند الشعور بألم غير معروف سببه أو عدم الارتياح أثناء ارتداء المنتج، يرجى استشارة طبيبك أو أخصائي الأطراف الصناعية على الفور. لا ترتد المنتج على الجروح المفتوحة واستخدمه وفقاً للتعليمات الطبية فقط.


Dôležité upozornenia

Zdravotnícka pomôcka **MD** je určená len pre použitie u jedného pacienta . Ak sa použije na ošetrovanie viac ako jedného pacienta, zaniká záruka výrobcu. Pokiaľ by sa počas nosenia vyskytli nadmerné bolesti alebo nepríjemný pocit, okamžite sa skontaktujte so svojím lekárom alebo ortopedickým technikom. Výrobok nenoste na otvorených ranách a používajte ho iba podľa uvedeného medicínskeho návodu.


重要提示

该产品 **MD** 仅适于在一名病患身上使用 。若有多名病患用其进行治疗，那么制造商将不承担医疗产品法中的产品责任。若在穿戴期间出现过度疼痛或不适之感，请立即联系您的医生或矫形外科技师。请勿在未愈合伤口上穿戴矫正用具，并只在事先获得医疗指导的情况下进行穿戴。

重要な注意事項

本医療製品**MD**は、特定の患者一人に対してご使用ください 。二人以上の患者の処置に使用すると、医療製品法の定める製造者の製造物責任は消滅します。着用中に過大な痛みまたは不快感が発生した場合は、直ち担当の医師または整形外科専門技師にお知らせください。この整形外科具は、傷口が開いている場合には着用せず、必ず事前に医療的指示を受けてご利用ください。

הערות חשובות

יש להשתמש במוצר הרפואי **MD** על חולה אחד בלבד . השימוש לטיפול ביותר מחולה אחד יגרם לביטול ביטוח אחריות המוצר. יש היצור כמשמעותה בחוק מוצרים רפואיים. אם יופיעו כאבים מעבר לסביר, או הרגשת אי נעימות, בעת הרכבת המכשיר האורתוזטי, יש ליצור קשר מיידי עם הרופא או עם טכנאי האורתוזפדיה. אין להרכיב את המכשיר האורתוזטי מעל פצעים פתוחים. ורק לאחר הנחיה רפואית.