

# circaid® patentovaná technologie BPS\* (Built-In-Pressure system – integrovaný tlakový systém)

Kompresní systémy na suchý zip circaid® jsou navrženy tak, aby u nich bylo možno nastavit přesné kompresní hodnoty s graduovaným kompresním profilem (princip vzestupně ubývající komprese) od kotníku směrem nahoru nebo od zápěstí výše.

Integrovaný tlakový systém BPS umožňuje pacientům dosáhnout potřebné kompresní úrovně, která je zapotřebí pro léčbu a zvládnutí chronického žilního onemocnění a lymfedémů během ambulantní redukční fáze.

S integrovaným tlakovým systémem BPS si mohou pacienti při navlékání sami nastavit předepsanou kompresní úroveň v jednotkách mm Hg a tuto hodnotu během dne dle potřeby přenastavit. Je tak zaručena vhodná komprese během celého období nošení. Současně je pro pacienta velmi jednoduché kdykoliv si ověřit správnou úroveň aplikovaného tlaku.

\* patentováno v USA

