

M.4s[®] comfort

4-bodová funkční rigidní kolenní ortéza
s kloubem physioglide k omezení flexe/extenze

NOVINKA


Indikace:

- konzervativní/pooperační léčba ruptur zkřížených vazů (samostatných nebo s průvodními zraněními)
- konzervativní/pooperační léčba ruptur postranních vazů s lézí menisku
- konzervativní/pooperační léčba ruptur postranních vazů
- konzervativní léčba nestability (samostatné nebo kombinované)



K dispozici v barevných provedeních černá, bílá a limetková/havajská modř

Obvod cm	Velikost	Barva	Číslo artiklu	
			levá	pravá
31 – 37	XS	bílá	G.072.201	G.072.301
37 – 45	S		G.072.202	G.072.302
45 – 51	M		G.072.203	G.072.303
51 – 57	L		G.072.204	G.072.304
57 – 65	XL		G.072.205	G.072.305
65 – 74	XXL		G.072.206	G.072.306
31 – 37	XS	černá	G.071.201	G.071.301
37 – 45	S		G.071.202	G.071.302
45 – 51	M		G.071.203	G.071.303
51 – 57	L		G.071.204	G.071.304
57 – 65	XL		G.071.205	G.071.305
65 – 74	XXL		G.071.206	G.071.306



měření: obvod stehna 15 cm nad středem kolena (měřeno na vnitřní straně stehna)

M.4s[®] comfort

10 let zkušeností ve vývoji funkčních kolenních ortéz. Nová ortéza M.4s comfort nabízí unikátní produktové vlastnosti a dokonalé provedení. Absolutně nová dimenze, pokud jde o komfort a stabilitu – pro zvýšenou kompliance (dodržení léčby ze strany pacienta).



Unikátní

Kloub physioglide

Kloub physioglide věrně napodobuje valivý/klouzavý pohyb kolenního kloubu a zaručuje bezpečné padnutí. Nyní je ještě plošší, ortézu je tedy možné nosit pod volným/pohodlným oblečením.



Nově

Výměna klínů bez náradí

V krytce každého kloubu je zabudována pinzeta. Díky ní lze klíny snadno a rychle vyměnit, šrouby nejsou třeba.



Optimální padnutí

Anatomicky předtvarovaný rám s možností individuálního dotvarování.



Nově

Dodatečné upevnění

polstrování pomocí klipů integrovaných v rámu ortézy.



Nově

Oddělené polstrování na pásce č. 4

Oddělené polštářky brání nežádoucímu tlaku na steh/jizvu.



Optimální padnutí

Flexibilní osy otáčení popruhů

Osy otáčení jsou flexibilní a zajišťují dokonalé přilnutí popruhů a polstrování na noze.



MAXIS a.s., medi group company

Na Potůčkách 163 • 757 01 Valašské Meziříčí

Tel.: +420 571 616 819 • info@medi-expert.cz • www.medi-expert.cz