



REGULAČNÍ  
KOLEČKO

- přesné  
individuální  
nastavení  
přítlaku



PŘED

- nestabilita kolene  
po ruptuře zadního  
křížového vazu
- postavení tibie  
v nesprávné pozici



PO

- tlak vyvíjený  
komfortním  
polstrováním PCL  
udržuje tibii  
v požadované pozici

## M.4s<sup>®</sup> PCL dynamic

Precizní dávkování přítlaku pro individuální terapii.

Pečujte o své pacienty s poraněním zadního křížového vazu s použitím nové kolenní ortézy M.4s PCL dynamic z medi. Tlak vyvíjený komfortním polstrováním PCL udržuje tibii v požadované pozici. Regulační kolečko umožňuje rychlé a přesné nastavení přítlaku.

# M.4s<sup>®</sup> PCL dynamic

4bodová rigidní rámová ortéza s limitací extenze / flexe  
pro léčbu po zranění zadního křížového vazu

Nejnovější produkt v rodině ortéz z medi udržuje tibii (holenní kost) v požadované pozici tím, že aktivně vyvíjí tlak přes komfortní polstrování PCL. Ortéza je velmi pohodlná k nošení díky lehké a ploché konstrukci a díky komfortním protiskluzovým výstelkám. To vede k vysoké complianci (dodržení léčby ze strany pacienta), díky čemuž je terapie bezpečnější a zvyšuje se rovněž pacientova mobilita.



## Komfortní polstrování PCL

- polštářek vyvíjí aktivně tlak na tibií (holenní kost), a tím ji udržuje v požadované pozici
- díky svému skořepinovému tvaru se perfektně přizpůsobí lýtku



## Regulace přtlaku kolečkem

- integrované regulační kolečko umožňuje přesné individuální nastavení podpůrného polštářku
- regulační kolečko lze velmi jednoduše uzamknout nebo uvolnit

## Indikace

- konzervativní terapie po zranění zadního křížového vazu

- pooperační terapie po rekonstrukci zadního křížového vazu



## Kloub Physioglide<sup>®</sup> TF

- kloub s technologií physioglide věrně napodobuje valivý / klouzavý pohyb kolenního kloubu a zaručuje, že ortéza dobře padne
- plochá konstrukce kloubu umožňuje to, že ortézu lze nosit pod oblečením



## Výměna klínů bez nářadí

- klíny lze snadno a rychle vyměnit vestavěnými pinzetami, šrouby nejsou třeba



## Předtvarovaný tibiální polštářek

- tibiální polštářek křídlovitého tvaru se perfektně přizpůsobuje anatomickému tvaru holenní kosti
- dochází tak k pohodlné a účinné distribuci tlaku

Obvod stehna cm	Vel.	Číslo artiklu	
		levá	pravá
31 – 37	XS	G081201	G081301
37 – 45	S	G081202	G081302
45 – 51	M	G081203	G081303
51 – 57	L	G081204	G081304
57 – 65	XL	G081205	G081305
65 – 74	XXL	G081206	G081306

MAXIS a.s., medi group company

Na Potůčkách 163 • 757 01 Valašské Meziříčí • Tel.: +420 571 616 819 • info@medi-expert.cz • www.medi-expert.cz