

medi



medi
katalog výrobků
Klinická kompresní léčba



medi. I feel better.





Řídíme budoucnost v kompresní terapii

Silná značka. Široký sortiment výrobků. Přesvědčivé koncepce.

Svět kompresní léčby společnosti medi: rozcestník do budoucnosti díky 65 letům zkušeností v oboru kompresní léčby. Váš partner pro nejlepší kvalitu, inovace a design. Pojďme společně tvořit budoucnost a dosáhnout terapeutických úspěchů!

Přesvědčivé koncepce pro nemocnice


Úsporná a bezpečná péče o pacienty splňující oficiální standardy.

Vytěžte maximum z vysoce kvalitní a úsporné koncepce produktů. Procesně optimalizované služby přizpůsobené na míru tak, aby vyhověly individuálním požadavkům zdravotnických zařízení.



Klinická kompresní léčba

Úsporná–na míru pacientům–bezpečná.



V každodenní klinické praxi existuje řada indikací, kdy pacienti využijí výhod přinášených kompresní léčbou, např. prevence tromboembolické nemoci a rovněž předcházení otokům a hematomům či jejich redukce.

Klinické kompresní punčochy lze také použít ke snížení bolesti, například té, která je průvodním jevem otoků a hematomů.

K dosažení optimálních výsledků léčby musí komprese odpovídat individuální indikaci, situaci a pohyblivosti pacienta.

Snadný a rychlý výběr optimálních kompresních punčoch umožňují tři úrovně komprese, které usnadní rozhodnutí: mírná, střední a silná.

Předpokladem efektivní funkce kompresních punčoch je zohlednění kontraindikací a měření dolních končetin za účelem stanovení všech potřebných rozměrů.

	Indikace	Pohyblivost	
Trombóza	Profylaxe	nepohyblivý částečně pohyblivý	
	Léčba	nepohyblivý částečně pohyblivý, pohyblivý	
Otok	Profylaxe	nepohyblivý částečně pohyblivý, pohyblivý	
	Léčba	nepohyblivý, pohyblivý částečně pohyblivý	
Hematom	Profylaxe	nepohyblivý, částečně pohyblivý, pohyblivý	
Rána	Profylaxe	nepohyblivý, částečně pohyblivý, pohyblivý	
	Léčba	nepohyblivý, částečně pohyblivý, pohyblivý	
Úroveň komprese			
	mírná	střední	silná

Komplexní péče

Společnost medi je jedním z předních výrobců zdravotnických protiembolických punčoch. Ověřené a vyzkoušené výrobky a služby společnosti medi, které jsou stejně tak inovativní, představují standard z hlediska lékařské účinnosti, bezpečnosti pacientů a efektivity.

Více než pouhé sliby

Požadavky rostou každý den: optimální péče a bezpečná léčba jsou v současné době považovány za samozřejmost.

Jaký je cíl? Nabídnou pacientovi vyšší kvalitu života. To znamená, že klíčem k úspěchu jsou efektivita a úsporné pracovní postupy. Se společností medi máte na své straně partnera, který vás podpoří svými pokrokovými koncepcemi a výrobky. Získáte tak více času na svůj nejdůležitější úkol: dosažení nejlepších možných výsledků.



10

Mírná komprese

12 mediven® thrombexin® 18



24

medi pomůcka pro
navlékání

25 medi Hospitalbutler



14

Střední komprese

16 mediven® thrombexin® 21

18 mediven® struva® 23



20

Silná komprese


22 mediven® struva® 35

Klinická kompresní léčba

Klinické kompresní punčochy – promyšlené do nejmenších detailů.

Punčocha mediven thrombexin zaručuje poskytnutí správné lékařské péče i v případě větších obvodů stehna a přispívá rovněž k efektivnímu řízení nákladů. Anatomicky tvarovaná pletená punčocha mediven thrombexin nabízí široké spektrum péče s nejvyšší úrovní účinnosti. Díky tomu pomáhá při zajišťování efektivní a bezproblémové péče o pacienty.

Punčocha mediven struva představuje spojením vysoké úrovně zdravotní bezpečnosti a cenové dostupnosti. Její nasazení je rychlé a bezpečné. Prostřednictvím techniky pletení s dvojitým napětím získáváte ideální prostředek splňující specifické požadavky klinické kompresní léčby, který je dostupný ve dvou úrovních komprese a dvou různých provedeních. Není již nutné používat komplikované kompresní obvazy, protože punčochu mediven struva je možné snadno nasadit ručně. Časové úspory, možnost opakovaného použití a snadná kontrola ran jsou konkrétní důvody, proč je punčocha mediven struva tak úspěšná. Vynikající lékařská účinnost punčochy mediven struva byla vědecky prokázána.¹



Odstupňovaná komprese


Intenzita komprese postupně klesá od distální k proximální části a jako taková zajišťuje zmenšení vaskulárního průřezu a rovněž zlepšuje návrat krve z žilního řečiště. Ve srovnání s ostatními punčochami pro antitrombotickou profylaxi je punčocha mediven thrombexin certifikována jako produkt poskytující nejlepší odstupňovanou regulaci komprese.²



Měřicí pásmo

Pomocí měřicího pásma je možné změřit obvod na příslušném místě. Barevně rozlišený systém zrychluje a usnadňuje výběr správné velikosti punčochy.


K dokonale padnoucí punčochě vedou pouze dva nebo tři kroky




Obvod nad kotníkem (cB) ...



... určuje velikost punčochy.



Při použití punčochy mediven struva je třeba provést další měření pod kolenem (cD).



Velikost se potvrzuje změřením obvodu stehna (cG)...




... nebo může tento rozměr v případě punčochy mediven thrombexin signalizovat potřebu použití extra široké punčochy.

Úroveň komprese podle Wegenera a kol. (2013)² by měla dosahovat 100 % v místě měření cB. To se tedy potvrzuje měřením v místě cB.

1 Wrobel R a kol. Messung des Kompressionseffektes von Kompressionsbinden und Strumpferbänden mit einem Fesseldruck von 23 bzw. 35 mmHg. Orthopädie-Technik 1997;4:264–267.

2 Wegener U a kol. Biomechanische Charakterisierung von medizinischen Thromboseprophylaxestrümpfen (MTPS). Gefäßchirurgie;5(18):278–286.



1

Přizpůsobivost

Speciálně vyvinuté protiskluzové silikonové tečky zajišťují bezpečné nošení. Punčocha má správnou velikost, pokud má obdélníkový indikátor na horním lemu tvar svisle orientovaného obdélníku nebo čtverce. Zvyšuje se tak míra pohodlí a odstraňuje se riziko zaškrcení.

2

Pohodlí při nošení

Prodyšný a velmi jemný úplet umožňuje přirozenou výměnu tepla a okamžitý odvod potu z kůže. Dokáže bránit bolestivému zaškrcení nebo okénkovému otoku. Dosahuje se tak vysoké úrovně pohodlí a současně výrobek podporuje léčbu.

3

Ta správná komprese

Speciální kombinací elastického vlákna z polyamidu, který se snadno udržuje, a vysoce flexibilního kompresního elastanového vlákna se dosahuje nejlepší komprese a vynikajícího pohodlí. Klinické kompresní punčochy jsou vyrobeny bez latexu, aby nedocházelo k alergickým reakcím.

4

Profylaxe proleženin

Hebká měkká pata punčochy mediven thrombexin 18 uvolňuje tlak ve velmi zranitelné oblasti paty. Materiál prostřednictvím jemných vláken odvádí pot od kůže a zabraňuje tak mokvání. Zvláštní konstrukce omezuje na minimum smykové síly a tření. Díky specificky pletené nártové a patní oblasti punčochy mediven thrombexin 21 a mediven struva optimálně padnou a současně je významně omezena jinak běžná tvorba záhybů na materiálu při pohybu chodidla.

5

Zaměření na bezpečnost

Antibakteriální špička punčochy mediven thrombexin 18 usnadňuje provádění každodenní hygieny. Kontrolní otvor u punčochy mediven thrombexin 18 a otevřená špička u punčoch mediven thrombexin 21 a mediven struva umožňují průběžnou kontrolu krevního oběhu.





mírná

Profylaxe:
trombóza, otok



mediven®
thrombexin® 18

Úroveň komprese

Klinická kompresní léčba – mírná komprese

Je-li pacient připoután na lůžko nebo trpí omezenou pohyblivostí, je mimořádně důležité, aby měl zajištěnu nejvyšší úroveň pohodlí a současně účinnou profylaxi trombózy a otoků. V rámci koncepce klinické kompresní léčby se mírná komprese uplatňuje v širokém spektru péče, kde dosahuje nejvyšší možné účinnosti. Odstupňovaná komprese podporuje návrat krve z žilního řečiště a zabraňuje tak trombóze a otokům. Klinické kompresní punčochy jsou spolehlivé a jednoduše se používají. Pomáhají při zajišťování rychlé, bezpečné a bezproblémové péče o pacienty.

mediven® thrombexin® 18

Příjemná komprese pro nepohyblivé pacienty – zdravotnická punčocha k antitrombotické profylaxi s tlakem 18 mmHg v oblasti kotníku.

Indikace

- fyzikální antitrombotická profylaxe u nepohyblivých pacientů před, během a po operaci³,
- prevence otoků⁴
- matky po porodu⁵
- pacienti upoutaní na lůžko⁶

Mechanismus účinku

Předpokladem dosažení profylakticky účinného zrychlení průtoku krve je správný tlakový gradient, tj. pokles tlaku od distální k proximální části. Naše vyzkoušená a ověřená koncepce založená na technologii roztažnosti ve dvou směrech umožňuje dosáhnout nejvyšší možné úrovně péče prostřednictvím podrobné palety velikostí punčoch s maximálním obvodem stehna 100 cm.

Vlastnosti

- anatomicky pletená punčocha s přesně odstupňovaným tlakovým gradientem
- jednoduchá manipulace a úspora času; usnadňuje práci ošetřujícímu personálu a optimalizuje péči o pacienty
- barevně rozlišený systém velikostí pro rychlý a snadný výběr správné velikosti punčochy
- zvýšená poddajnost zprostředkovaná vysokou elasticitou, zvlášť měkký a aktivně prodyšný úplet přívětivý ke kůži
- vysoká účinnost a několik různých způsobů použití



Složení materiálu

Neobsahuje latex	Elastan (PU)	Polyamid (PA)
	18 %	82 %

³ Laryea J, Chamagne B. Venous thromboembolism prophylaxis. Clin Colon Rectal Surg 2013;26(3):153–159.

⁴ Jonker MJ et al. The oedema-protective effect of Lycra support stockings. Dermatology 2001;203(4):294–298.

⁵ Allegra C et al. Acceptance, compliance and effects of compression stockings on venous functional symptoms and quality of life of Italian pregnant women. Int Angiol 2014;33(4):357–364.

⁶ The Australia & New Zealand Working Party of the Management and Prevention of Venous Thromboembolism. (2011). Prevention of Venous Thromboembolism. Australia.

Výhody produktu

Punčochy mediven thrombexin 18 zaručují za všech okolností optimální tlakové charakteristiky: komprese působící na dolní končetinu plynule klesá od distální k proximální části.



Inteligentní horní lem

Speciálně vyvinutý inteligentní silikonový lem zabraňuje shrnování a na první pohled signalizuje, zda je vybrána správně padnoucí punčocha.



Barevné rozlišení paty

Barevně označená pata se sametovým vnitřním povrchem snižuje riziko vzniku proleženin, zjednodušuje rozlišování punčoch a signalizuje správné nasazení paty.



Kontrolní otvor

Nerušivý kontrolní otvor na chodidle umožňuje personálu kontrolovat krevní oběh a snižuje riziko pádu.




Hygienická špička

Antibakteriální a antimykotické vlákno použité v oblasti špičky zlepšuje hygienu a omezuje riziko vzniku infekce.

Pomůcka pro navlékání

Inovativní pomůcka mezi Hospitalbutler zjednodušuje a usnadňuje pacientům a personálu navlékání zdravotních punčoch pro antitrombotickou profylaxi, viz strana 25.



Mírná komprese

* Celočíselné hodnoty

V zájmu lepší manipulace a přehlednosti jsou všechny rozměry uváděny v centimetrech jako celočíselné hodnoty. Případné mezery mezi velikostmi jsou kryty rozměrovými a výrobními tolerancemi. Jsou uplatňována mezinárodně uznávaná pravidla zaokrouhlování (zaokrouhlování dolů do 4/10 a zaokrouhlování nahoru od 5/10). Tuto skutečnost již zohlednil výrobce dodaných papírových měřicích pásem.

Lýtková (AD)							
Velikost	Obvod v cm*					Barevné označení	
	Kotník cB	Lýtka cC	Pod kolenem cD	Stehno cG	Délka AD	Pata	Stehno
XS	17 – 19	26 – 32	25 – 31	–	35 – 46	oranžová	–
S	20 – 22	30 – 38	29 – 37	–	35 – 46	zelená	–
M	23 – 25	34 – 44	33 – 43	–	35 – 46	fialová	–
L	26 – 28	38 – 48	37 – 47	–	35 – 46	modrá	–
L-X	26 – 28	44 – 55	43 – 54	–	35 – 46	šedá	–
Stehenní (AG)							
XS	17 – 19	26 – 36	25 – 35	40 – 50	60 – 84	oranžová	oranžová
S	20 – 22	30 – 42	29 – 41	48 – 60	65 – 89	zelená	zelená
S-X	20 – 22	30 – 42	29 – 41	56 – 70	65 – 89	zelená	šedá
M	23 – 25	34 – 46	33 – 45	56 – 70	65 – 89	fialová	fialová
M-X	23 – 25	34 – 46	33 – 45	64 – 80	65 – 89	fialová	šedá
L	26 – 28	38 – 51	37 – 50	64 – 80	65 – 89	modrá	modrá
L-X	26 – 28	38 – 51	37 – 50	72 – 90	65 – 89	modrá	šedá
XL	29 – 31	42 – 55	41 – 54	72 – 90	65 – 89	červená	červená
XL-X	29 – 31	42 – 55	41 – 54	80 – 100	65 – 89	červená	šedá
Stehenní s upínáním v pase (AG-HB)							
S	20 – 22	30 – 42	29 – 41	48 – 60	65 – 89	zelená	zelená
M	23 – 25	34 – 46	33 – 45	56 – 70	65 – 89	fialová	fialová
L	26 – 28	38 – 51	37 – 50	64 – 80	65 – 89	modrá	modrá
L-X	26 – 28	38 – 51	37 – 50	72 – 90	65 – 89	modrá	šedá

střední

Profylaxe & Léčba:
trombóza, otok,
bolest (pooperační),
bércové vředy



mediven®
struva® 23

Úroveň komprese

Klinická kompresní léčba – střední komprese

Léčba částečně pohyblivých pacientů staví před klinické punčochy zvláštní výzvy. Částečně pohybliví pacienti vyžadují klinické kompresní punčochy střední pevnosti, které slouží k prevenci a léčbě trombózy a otoků a rovněž souvisejících bolestí. Stejně platí i pro léčbu pacientů vyžadujících kompresní péči po operaci nebo traumatu. Použití klinických kompresních punčoch vede k rychlejšímu uzdravení a kratší hospitalizaci. Díky těmto skutečnostem a rychlému a snadnému použití punčoch se dosahuje úspory času a nižších nákladů.



mediven® thrombexin® 21

Optimální péče pro částečně pohyblivé pacienty – klinická kompresivní punčocha s tlakem 21 mmHg v oblasti kotníku.

Indikace

- fyzikální antitrombotická profylaxe u částečně nepohyblivých pacientů před, během a po operaci⁷
- pacienti s anamnézou hluboké žilní trombózy⁸
- prevence otoků a hematomů u částečně nepohyblivých pacientů⁹
- nepohybliví pacienti se zvýšeným rizikem trombózy¹⁰
- pacienti s žilními chorobami upoutaní na lůžko¹¹

Mechanismus účinku

Účinnost fyzikální antitrombotické profylaxe se zvyšuje s použitím odstupňované terapeuticky potřebné komprese. Punčochy mediven thrombexin 21 tyto potřeby splňují prostřednictvím střední komprese 21 mmHg v oblasti kotníku. Úplet umožňující roztažnost ve dvou směrech, který je elastický v podélném a příčném směru, zajišťuje významné zvýšení průtoku krve a současně se pohodlně nosí.

Vlastnosti

- anatomicky pletená punčocha s přesně odstupňovaným tlakovým gradientem pro odstupňovanou fyzikální antitrombotickou profylaxi
- jednoduchá manipulace a úspora času; usnadňuje práci ošetřujícímu personálu a optimalizuje péči o pacienty
- barevně rozlišený systém velikostí pro rychlý a snadný výběr správné velikosti punčochy
- zvýšená poddajnost zprostředkovaná vysokou elasticitou, měkký a aktivně prodyšný úplet přívětivý ke kůži
- vysoká účinnost a několik různých způsobů použití



Složení materiálu

Neobsahuje latex	Elastan (PU)	Polyamid (PA)
	25 %	75 %

7 Laryea J, Chamagne B. Venous thromboembolism prophylaxis. Clin Colon Rectal Surg 2013;26(3):153–159.

8 Agu O et al. Graduated compression stockings in the prevention of venous thromboembolism. Brit Journ Surg 1999;86:992–1004.

9 Mariani F et al. Multicenter randomized trial comparing compression with elastic stocking versus bandage after surgery for varicose veins. Journ Vasc Surg 2011;53:115–122.

10 The Australia & New Zealand Working Party of the Management and Prevention of Venous Thromboembolism. (2011). Prevention of Venous Thromboembolism. Australia.

11 Partsch B, Partsch H. Compression stockings for treating venous leg ulcers: measurement of interface pressure under a new ulcer kit. Phlebology 2008;23:40–46.

Výhody produktu

Výroba punčoch mediven thrombexin 21 je založena na principu roztažnosti ve svou směrech, který je ve flebologii využíván již řadu let: komprese plynule klesá od distální k proximální části. Kruhová komprese závisí na podélném napínání.



Inteligentní horní lem

Speciálně vyvinutý inteligentní silikonový lem zabraňuje shrnování a na první pohled signalizuje, zda je zajištěna ideální péče.



Oblast paty/nárty

Barevně označená pata se sametovým vnitřním povrchem snižuje riziko vzniku proleženin, zjednodušuje rozlišování punčoch a signalizuje správné nasazení paty.




Otevřená špička

Špička je otevřena v první řadě v zájmu bezpečnosti pacienta, protože umožňuje v libovolném momentu sledovat krevní oběh a rovněž zjednodušuje hygienu meziprstového prostoru.

Pomůcka pro navlékání

Inovativní pomůcka medi Hospitalbutler zjednodušuje a usnadňuje pacientům a personálu navlékání zdravotních punčoch pro antitrombotickou profylaxi, viz strana 25.



Střední komprese

Stehenní (AG)

Velikost	Obvod v cm*					Barevné označení	
	Kotník cB	Lýtka cC	Pod kolenem cD	Stehno cG	Délka AD	Pata	Stehno
S	20 – 22	30 – 42	29 – 41	48 – 60	65 – 89	zelená	zelená
S-X	20 – 22	30 – 42	29 – 41	56 – 70	65 – 89	zelená	šedá
M	23 – 25	34 – 46	33 – 45	56 – 70	65 – 89	fialová	fialová
M-X	23 – 25	34 – 46	33 – 45	64 – 80	65 – 89	fialová	šedá
L	26 – 28	38 – 51	37 – 50	64 – 80	65 – 89	modrá	modrá
L-X	26 – 28	38 – 51	37 – 50	72 – 90	65 – 89	modrá	šedá

*Celočíselné hodnoty

V zájmu lepší manipulace a přehlednosti jsou všechny rozměry uváděny v centimetrech jako celočíselné hodnoty. Případné mezery mezi velikostmi jsou kryty rozměrovými a výrobními tolerancemi. Jsou uplatňována mezinárodně uznávaná pravidla zaokrouhlování (zaokrouhlování dolů do 4/10 a zaokrouhlování nahoru od 5/10). Tuto skutečnost již zohlednil výrobce dodaných papírových měřících pásem.

mediven® struva® 23

Optimální péče pro částečně pohyblivé pacienty – klinická kompresivní punčocha s tlakem 23 mmHg v oblasti kotníku.

Indikace

- krátkodobá pooperační komprese jako podpora žilního návratu po žilních operačních zákrocích¹² (ligatury, skleroterapie, stripping varixů a trombolytická léčba) a ortopedických operacích¹³
- podpora a doplněk punčochy mediven struva 35,
- kompresní léčba jako prevence otoků a hematomů¹²
- profylaxe a léčba venózních ulcerací na dolních končetinách u nepohyblivých pacientů¹⁴

Mechanismus účinku

Standardizovaný tlak plynule klesá od kotníku směrem nahoru ke stehnu. Studie potvrzují vysoký stupeň účinnosti punčochy mediven struva při zrychlování žilního návratu. Punčochy mediven struva, které poskytují střední kompresi 23 mmHg, představují u odpovídajících indikací účinnou alternativu konvenčních kompresních obvazů.

Vlastnosti

- přesně definovaný kompresní gradient pro vysoký stupeň lékařské účinnosti
- spolehlivá prevence bolestivých zaškrcení a okénkových otoků
- bezpečné, rychlé a jednoduché použití
- vysoká míra poddajnosti díky pohodlnému střihu
- barevně rozlišený systém velikostí pro rychlý a snadný výběr velikosti punčochy
- velmi cenově výhodné díky možnosti opakovaného použití, snadné nošení, jednoduchá kontrola a ošetřování zranění
- vhodné pro obvody stehna do 78 cm



Složení materiálu

Neobsahuje latex	Elastan (PU)	Polyamid (PA)
	29 %	71 %

¹² Mariani F et al. Multicenter randomized trial comparing compression with elastic stocking versus bandage after surgery for varicose veins, Journ Vasc Surg 2011;53:115-122.

¹³ Sultan MJ et al. (2014). Compression stockings in the management of fractures of the ankle. The Bone Joint Journ 2014;96-B(8):1062-1069.

¹⁴ Partsch B. Partsch, H. Compression stockings for treating venous leg ulcers: measurement of interface pressure under a new ulcer kit, Phlebology 2008;23:40-46.

Výhody produktu

Punčochy mediven struva 23 zaručují za všech okolností optimální tlakové charakteristiky. Komprese plynule klesá od distální k proximální části.



Inteligentní horní lem

Speciálně vyvinutý inteligentní silikonový lem zabraňuje shrnování a na první pohled signalizuje, zda je zajištěna ideální péče.



Oblast paty/nártu

Pletená pata zajišťuje nejlepší možnou redukci tlaku a spolu s barevně označenou oblastí paty/nártu zaručuje přesné umístění na noze pacienta a umožňuje okamžité ověření správné velikosti antiembolických punčoch.



Otevřená špička

Špička je otevřena v první řadě v zájmu bezpečnosti pacienta, protože umožňuje v libovolném momentu sledovat krevní oběh a rovněž zjednodušuje hygienu meziprstového prostoru.

Doplňky

mediven struva fix je transparentní, vysoce elastický a aktivně prodyšný fixační obvaz, který se používá na dolních končetinách jako univerzální kontrolní obvaz místo gázových obvazů.




Styl

Fixační punčochy, AD

Fixační punčochy, AG
(vhodné pro obvody stehna (cG) do 70 cm)

Fixační punčochy, AG, velikost XL
(vhodné pro obvody stehna (cG) do 80 cm)



Střední komprese

Lýtková (AD)

Velikost	Obvod v cm				Barevné označení	
	Kotník cB	Lýtka cC	Pod kolenem cD	Stehno cG	Pata	
I	17–19	30–35	28–34	–	růžová	
II	19–21	31–37	29–36	–	modrá	
III	21–23	32–40	30–39	–	žlutá	
IV	23–25	33–42	31–41	–	červená	
V	25–27	34–44	32–43	–	šedá	
VI	27–29	35–46	33–45	–	zelená	
VII	29–31	36–48	34–47	–	hnědá	

Stehenní (AG)

I	17–19	30–35	28–34	42–54	růžová	
II	19–21	31–37	29–36	46–58	modrá	
III	21–23	32–40	30–39	50–62	žlutá	
IV	23–25	33–42	31–41	54–66	červená	
V	25–27	34–44	32–43	58–70	šedá	
VI	27–29	35–46	33–45	62–74	zelená	
VII	29–31	36–48	34–47	66–78	hnědá	



silná

Profylaxe & Léčba:
otok, bolest
(pooperační),
bérkové vředy,
akutní trombóza



mediven®
struva® 35

Úroveň komprese

Klinická kompresní léčba – silná komprese

Cílené používání punčoch se silnou kompresí přináší zdravotní a ekonomické výhody zejména u pohyblivých pacientů, kde nabízí rovněž komplexní spektrum péče podle zdravotního stavu pacienta. Klinické kompresní punčochy přispívají k bezpečné a efektivní léčbě trombózy a otoků. Díky rychlému a jednoduchému použití umožňují hospodárné využití času a zdrojů ve zdravotnických zařízeních.



mediven® struva® 35

**Ekonomická péče pro pohyblivé pacienty –
klinická kompresivní punčocha s tlakem
35 mmHg v oblasti kotníku.**

Indikace

- krátkodobá pooperační komprese¹⁵
- podpora žilního návratu po žilních operačních zákrocích¹⁵
(ligatury, skleroterapie, stripping varixů a trombolytická léčba) a ortopedických operacích¹⁶
- léze šlach hlezenního kloubu¹⁷
- mírné až střední lymfologické klinické obrazy¹⁵
- prevence otoků a hematomů¹⁵
- kompresní léčba akutní trombózy¹⁸
- profylaxe a léčba venózních ulcerací na dolních končetinách u částečně pohyblivých pacientů¹⁹

Mechanismus účinku

Standardizovaný tlakový gradient zajišťuje silnou kompresi 35 mmHg v místě kotníku, která poté plynule klesá směrem nahoru ke stehnu. Studie potvrzují vysoký stupeň účinnosti punčochy mediven struva při zajišťování optimálního zrychlení žilního návratu. Díky tomu punčochy mediven struva představují u odpovídajících indikací účinnou alternativu konvenčních kompresních obvazů.

Vlastnosti

- přesně definovaný kompresní gradient pro vysoký stupeň lékařské účinnosti
- spolehlivá prevence bolestivých zaškrcení a okénkových otoků
- bezpečné, rychlé a jednoduché použití
- vysoká míra poddajnosti díky pohodlnému střihu
- barevně rozlišený systém velikostí pro rychlý a snadný výběr velikosti punčochy
- velmi cenově výhodné díky možnosti opakovaného použití, jednoduchá kontrola a ošetřování zranění
- Vhodné pro obvody stehna do 78 cm



Složení materiálu

Neobsahuje latex	Elastan (PU)	Polyamid (PA)
	41 %	59 %

15 Mariani F et al. Multicenter randomized trial comparing compression with elastic stocking versus bandage after surgery for varicose veins, *Journ Vasc Surg* 2011;53:115–122.

16 Solayar G N et al. Thromboprophylaxis and Orthopaedic Surgery: Options and Current Guidelines, *Malaysian Journ Med Scien* 2014;21(3):71–77.

17 Zeegers A. Supination injury of the ankle joint, Universitāt Utrecht, Doktorarbeit: 8. Mai 1995.

18 Schwarz T et al. Eligibility for home treatment of deep vein thrombosis: A prospective study in 202 consecutive patients. *Journ Vasc Surg* 2001;34(6):1065–1070.

19 Nair B. Compression for venous leg ulcers, *Indian Dermat Onl Journ* 2014;5(3):378–382.

Výhody produktu

Jedinečné vlastnosti výrobku splní nejnáročnější požadavky lékařů a pacientů na bezpečné použití při zdravotnické péči.



Varianta s úpletovým horním lemem

Punčocha mediven struva 35 ve variantě s úpletovým lemem je vhodná zejména pro nepohyblivé pacienty.



Oblast paty/nárty

Pletená pata zajišťuje nejlepší možnou redukci tlaku a spolu s barevným rozlišením umožňuje okamžitě ověření správné velikosti antiembolických punčoch.



Otevřená špička

Špička je otevřena v první řadě v zájmu bezpečnosti pacienta, protože umožňuje v libovolném momentu sledovat krevní oběh a rovněž zjednodušuje hygienu meziprstového prostoru.

Doplňky

mediven struva fix je transparentní, vysoce elastický a aktivně prodyšný fixační obvaz, který se používá na dolních končetinách jako univerzální kontrolní obvaz místo gázových obvazů.




Styl

Fixační punčochy, AD

Fixační punčochy, AG
(vhodné pro obvody stehna (cG) do 70 cm)

Fixační punčochy, AG, velikost XL
(vhodné pro obvody stehna (cG) do 80 cm)



Silná komprese

Lýtková (AD)

Velikost	Obvod v cm				Barevné označení
	Kotník cB	Lýtka cC	Pod kolenem cD	Stehno cG	
					Pata
I	17–19	30–35	28–34	–	růžová
II	19–21	31–37	29–36	–	modrá
III	21–23	32–40	30–39	–	žlutá
IV	23–25	33–42	31–41	–	červená
V	25–27	34–44	32–43	–	šedá
VI	27–29	35–46	33–45	–	zelená
VII	29–31	36–48	34–47	–	hnědá

Stehenní (AG)

I	17–19	30–35	28–34	42–54	růžová
II	19–21	31–37	29–36	46–58	modrá
III	21–23	32–40	30–39	50–62	žlutá
IV	23–25	33–42	31–41	54–66	červená
V	25–27	34–44	32–43	58–70	šedá
VI	27–29	35–46	33–45	62–74	zelená
VII	29–31	36–48	34–47	66–78	hnědá



medi pomůcka pro navlékání

Při každodenní nemocniční péči musí být pacienti ošetřováni rychle a efektivně. Pomůcka medi Hospitalbutler usnadňuje navlékání punčoch a zvyšuje pohodlí pacientů i ošetřovatelského personálu.

medi Hospitalbutler

Pomůcka pro navlékání určená pro každodenní nemocniční péči a operační sály.

Vlastnosti

- jednoduchá manipulace
- úspora času a hospodárnost
- bezbolestné navlékání antiembolických kompresivních punčoch pro ležící pacienty
- možnost použití při poranění dolních končetin



Jednoduché navlékání



1.
Povytažením zámku můžete následně upravit průměr navlékače medi Hospitalbutler tak, aby mohl být tažen přes pacientův kotník a lýtko bez kontaktu s dolní končetinou.



2.
Punčochu vložte do vnitřního rámu navlékače.



3.
Horní část punčochy ohrňte přes rám a punčochu shrňte dál, dokud se na hraně rámu neobjeví barevné označení (= pata punčochy). Punčocha je tak na navlékači naruby.



4.
Po vsunutí chodidla do vnitřního rámu navlékač medi Hospitalbutler tlačte přes kotník až k pacientově kolenu, pokud je to možné. Navlékač následně stáhněte zpět a punčochu povytáhněte nahoru přes stehno.



5.
Na závěr punčochu na končetině rovnoměrně vyhladte.

Složení materiálu

Ocelová trubka s práškovou povrchovou úpravou



medi

medi GmbH & Co. KG
Medicusstraße 1
D-95448 Bayreuth / Germany
T +49 921 912-0
F +49 921 912-781
export@medi.de
www.medi.de/en

medi Australia Pty Ltd
83 Fennell Street
North Parramatta NSW 2151
Australia
T +61 2 9890 8696
F +61 2 9890 8439
sales@mediaustralia.com.au
www.mediaustralia.com.au

medi Austria GmbH
Adamgasse 16/7
6020 Innsbruck
Austria
T +43 512 57 95 15
F +43 512 57 95 15 45
vertrieb@medi-austria.at
www.medi-austria.at

medi Belgium bvba
Posthoornstraat 13/1
3582 Koersel
Belgium
T + 32 11 24 25 60
F +32 11 24 25 64
info@medibelgium.be
www.medibelgium.be

medi Brasil
Rua Cristovan de Vita, n.º 260, Un. 30,
Centro Logístico Raposo Tavares,
Vila Camargo
Vargem Grande Paulista - SP
CEP 06730-000
Brasil
T +55 11 3500 8005
sac@medibrasil.com
www.medibrasil.com

MAXIS a.s.,
medi group company
Slezská 2127/13
120 00 Prague 2
Czech Republic
T +420 571 633 510
F +420 571 616 271
info@maxis-medica.com
www.maxis-medica.com

medi Danmark ApS
Vejlegardsvej 59
2665 Vallensbaek Strand
Denmark
T +45 70 25 56 10
F +45 70 25 56 20
kundeservice@sw.dk
www.medit danmark.dk

medi France
Z.I. Charles de Gaulle
25, rue Henri Farman
93297 Tremblay en France Cedex
France
T +33 1 48 61 76 10
F +33 1 49 63 33 05
infos@medi-france.com
www.medi-france.com

medi UK Ltd.
Plough Lane
Hereford HR4 OEL
Great Britain
T +44 1432 37 35 00
F +44 1432 37 35 10
enquiries@mediuk.co.uk
www.mediuk.co.uk

medi Hungary Kft.
Bokor u. 21.
1037 Budapest
Hungary
T +36 1371 0090
F +36 1371 0091
info@medi.hu
www.medi.hu

medi Italia s.r.l.
Via Giuseppe Ghedini, 2
40069 Zola Predosa (BO)
Italy
T +39 051 6 13 24 84
F +39 051 6 13 29 56
info@medi-italia.it
www.medi-italia.it

medi Nederland BV
Heusing 5
4817 ZB Breda
The Netherlands
T +31 76 57 22 555
F +31 76 57 22 565
info@medi.nl
www.medi.nl

medi Norway AS
Vestheimvegen 35
4250 Kopervik
Norway
T +47 52 84 45 00
F 47 52 84 45 09
post@medinorway.no
www.medinorway.no

medi Polska Sp. z o.o.
Zygmunta Starego 26
44-100 Gliwice
Poland
T +48 32 230 60 21
F +48 32 202 87 56
info@medi-polska.pl
www.medi-polska.pl

medi Bayreuth Unipessoal Lda.
Rua do Centro Cultural, no. 43
1700-106 Lisbon
Portugal
T +351 21 843 71 60
F +351 21 847 08 33
medi.portugal@medibayreuth.pt
www.medi.pt

medi Trading (Shanghai) Co. Ltd.
Unit 1806, Floor 18,
Sandhill Plaza No. 1
2290 Zuchongzhi Road
200131 Shanghai
People's Republic of China
T +86 1366 1668 687
F +86 2161 7696 07
infocn@medi.cn

medi RUS LLC
Business Center NEO GEO
Butlerova st., 17
117342 Moscow
Russia
T +7 495 374-04-56
F +7 495 374-04-56
info@medirus.ru
www.medirus.ru

medi Bayreuth España SL
C/Canigó 2 – 6 bajos
Hospitalet de Llobregat
08901 Barcelona
Spain
T +34 93 260 04 00
F +34 93 260 23 14
medi@mediespana.com
www.mediespana.com

medi Sweden AB
Box 6034
192 06 Sollentuna
Sweden
T +46 8 96 97 98
F +46 8 626 68 70
info@medi.se
www.medi.se

Medi Turk
Ortopedi Medikal İç ve Dis Tic. AS
Kültür mah. çaldıran sok.14 / 3
06420 Çankaya / Ankara
Turkey
T +90 312 435 20 26
F +90 312 434 22 82
info@medi-turk.com
www.medi-turk.com

medi Ukraine LLC
Tankova Str. 8, office 35
Business-center 'Flora Park'
Kiev 04112
Ukraine
T +380 44 591 11 63
F +380 44 392 73 73
info@medi.ua
http://medi.ua

medi Orient M.E.A. ZCC
TAURUS GROUP
Suite No. M01 Wasel Al Mamzar Bldg.
Al Wuhida Road, Al Mamzar
P.O.BOX NO. 91464
DUBAI, UAE
United Arab Emirates
T +971 4 2557344
F +971 4 2557399
md@taurusgroup.net

medi USA L.P.
6481 Franz Warner Parkway
Whitsett, N.C. 27377-3000
USA
T +1 336 4 49 44 40
F +1 888 5 70 45 54
info@mediusa.com
www.mediusa.com

Headquarters
medi GmbH & Co. KG
Medicusstraße 1
95448 Bayreuth
Německo
Tel.: + 49 921 912-0
Fax: + 49 921 912-781
export@medi.de
www.medi.de/en

MAXIS a.s.,
medi group company
Slezská 2127/13
120 00 Prague 2
Czech Republic
Tel.: +420 571 633 510
Fax: +420 571 616 271
info@medi-expert.cz
www.medi-expert.cz



0098C41/08.2018